

HENm/HENm Cart

Patientenspezifische Etikettierung der S-Monovette® vor der Blutentnahme



Tube Labeler HENm (Tischgerät) und HENm Cart (mobile Version)

- Bereitstellung patientenspezifisch etikettierter S-Monovetten nach Informationen aus dem KIS oder LIS
- 1 Set pro Patient mit Zusatzetiketten und Belegdruck
- Keine Fehletikettierung, keine fehlenden Röhren
- Prozesssicherheit im Labor durch perfekt positionierte Etiketten

Prozesssicherheit von der Blutentnahme bis ins Labor

Die manuelle Etikettierung von Blutentahmeröhrchen birgt Fehlerquellen. Etiketten können schlecht positioniert werden, so dass bei der Analyse im Labor Störungen auftreten, Etiketten können auf die falsche Röhre aufgebracht werden (falscher Materialcode) oder Röhren werden vergessen, so dass eine Nachforderung notwendig wird und wertvolle Zeit verloren geht.

HENm und HENm Cart stellen komplette Patientensets mit perfekt etikettierten S-Monovetten bereit. Die Anwendung im Krankenhaus oder in Ambulanzen kann an zentraler Stelle oder mobil direkt beim Patienten erfolgen. Informationen aus dem KIS (Krankenhaus Informationssystem) oder LIS (Labor Informationssystem) legen fest, welche S-Monovetten benötigt werden. Auch für zusätzliche Probengefäße z.B. Urinbecher, Abstrichtupfer etc. können Etiketten gedruckt und dem Set lose beigefügt werden. Ein Belegdruck fasst Informationen zusammen und schließt den Vorgang ab.

Mit dem integrierten Rollmischer stellt der HENm Cart die hohe Qualität des Probenmaterials sicher. Die Röhren werden unmittelbar nach der Blutentnahme gemischt. Die eingebaute Batterie versorgt den HENm, den Rollmischer und den PC sicher mit Energie während der Tour über die Station.



Schale mit Patientenset



Rollmischer am HENm Cart



Belegdruck

Technische Daten

	Tube Labeler HENm	Tube Labeler HENm Cart (mobile Version)
SARSTEDT REF.	90.191.450	90.191.451
Durchsatz	bis zu 1.400 Röhren/h; ca. 900/h im Routinebetrieb	bis zu 1.400 Röhren/h; ca. 900/h im Routinebetrieb
S-Monovette® Typen	Durchmesser: 11–16 mm Länge: 75–129 mm (inkl. Kappe und Kolbenstange)	Durchmesser: 11–16 mm Länge: 75–129 mm (inkl. Kappe und Kolbenstange)
Anzahl S-Monovette® Typen	max. 14	max. 14
Kapazität Magazin	max. 140	max. 140
Röhrenzuführung	liegend im Fach, ausgerichtet	liegend im Fach, ausgerichtet
Ausgabe des Sets	offene Schale	offene Schale
Druckverfahren	Thermodirekt	Thermodirekt
Etikettengröße	45x30 mm	45x30 mm
Barcode Typ	alle gängigen 1-D, Data Matrix	alle gängigen 1-D, Data Matrix
Zusatzdrucker (integriert)	für extra Etiketten	für extra Etiketten
Röhrentyp Erkennung	ja	ja
Primäretikett Erkennung	ja	ja
Akku zur netzunabhängigen Stromversorgung	nein	ja – 13h Standby
Mischer integriert	nein	ja – Rollmischer für 4 Röhren; 24 U/min
Abmessung B x T x H	199x599x396 mm	599x845x920 mm
Gewicht	20 kg	55 kg

SARSTEDT AG & Co. KG
Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht
Telefon: +49 2293 305 0
Telefax: +49 2293 305 3450
Kundenservice Deutschland
Telefon 0800 0 83 305 0
info@sarstedt.com
www.sarstedt.com