

4

3

2

1

F


 $\varnothing 91,2 \pm 0,4$ 8,4^{+0,5}_{-0,3} $\varnothing 92 \pm 0,4$

E

 $\varnothing 88,3 \pm 0,4$ 14,9^{+0,5}_{-0,3} $\varnothing 87,3 \pm 0,4$

D

C



B

Änderungen vorbehalten

Alle Rechte vorbehalten.
Weitergabe sowie Vervielfältigung
dieser Unterlage, Verwertung und
Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet.

All rights are reserved and neither this
drawing nor any information it contains
is to be used, copied, reproduced or
disclosed to others.



Modifications reserved

~~Weitergabe sowie Vervielfältigung
dieser Unterlage, Verwertung und
Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet.
Schutzvermerk nach DIN ISO 16016
beachten~~

Zulässige Abweichung
für Maße ohne Toleranz

Material PS

Maßstab 1:1

Behandlung

Besonderheiten

Sachnummer 82-KB01-16x92BS

A

	Datum	Name
Bearb.	18.02.22	my
Gepr.	21.02.22	hd
Erst.	18.02.22	my

Petrischale 16x92 2-geteilt
82.1195

Materialnummer

T0136984

Index

02

Blatt

1

Bl.

1

A
4

Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.
a	überarbeitet	18.02.22	my	

Ers. f.: gl. Zchngsnr. -01

Ers. d.:

SARSTEDT
Aktiengesellschaft & Co. KG
D-51588 Nümbrecht