

IsoFreeze® PCR-Racks

Mit Sicherheit gekühlte Proben

NEU!



Technische Änderungen vorbehalten

Die PCR ist ein temperaturabhängiger Prozess. Während der Befüllung von PCR-Platten, -Strips sowie -Einzelgefäßen erwärmen sich PCR-Ansätze ohne Kühlung schnell, was zu unspezifischen PCR-Produkten führen kann. Unsere neuen IsoFreeze® PCR-Racks verhindern eine vorzeitige Erwärmung der Proben.

Die Verwendung von IsoFreeze® PCR-Racks bringt beachtliche Vorteile:

- Durchgängig gekühlte Proben – bei Verlassen des optimalen Temperaturbereiches (bei 7°C) kommt es bei dem Kühlblock zu einem deutlich sichtbaren Farbwechsel von lila zu rosa
- Mit aufgesetztem Deckel wird die Probentemperatur bei normaler Umgebungstemperatur für 3 Stunden bei etwa 4°C gehalten
- 8 x 12 Plätze im 96-Well-Format erlauben den Einsatz von PCR-Platten, -Strips bzw. -Einzelgefäßen (0,2 ml)

Bestellinformation

Bestell Nummer	Bezeichnung	Verpackung
95.984	IsoFreeze® PCR-Rack	2 Stück / Innenkarton 10 Stück / Karton

SARSTEDT AG & Co.
Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht
Telefon +49 22 93 305-0
Telefax +49 22 93 305-3450
☎ Service 0800 (Deutschland)
Telefon (0800) 0 83 305-0
info@sarstedt.com
www.sarstedt.com

 **SARSTEDT**

Diese Publikation kann Informationen zu Produkten enthalten, die evtl. nicht in jedem Land verfügbar sind

753a-100