













Tubes à base conique intermédiaire








Une large gamme de tubes spécialement conçus pour l'automatisation de laboratoire



- **NOUVEAU!** 75 x 13 mm
- Base conique intermédiaire, particulièrement adaptée aux petits volumes
- Conçu pour être placé directement sur les portoirs des systèmes d'analyses
- Fond arrondi pour faciliter le travail en portoir
- Respect des exigences IATA pour l'expédition d'échantillons
- Adapté à la congélation
- Centrifugation jusqu'à 4500 x g, 10 minutes
- Emballage pratique, compact et empilable

	Référence	Longueur / ø	Volume	Modèle	Fond du tube	Conditionnement
	60.614.010	75/13 mm	2,5 ml	Sans bouchon, en sachet de 100 pièces	Arrondi	1.000 pièces/carton
	60.614.015	75/13 mm	2,5 ml	Sans bouchon, en emballage empilable de 500 pièces	Arrondi	2.000 pièces/carton
	65.647	65.647.020	65.806	65.1379	65.163	
	Bouchon de stockage pour tubes de ø 13 à 16 mm	Bouchon de stockage avec filtre pour tubes de ø 13 à 16 mm	Bouchon pression pour tube de ø 13 mm	Bouchon universel pour tubes de ø 12 à 16 mm (autre couleur disponible sur demande)	Bouchon vissant pour tube à double fond 75/13 mm	
						
Conditionnement	5.000 pièces/carton	5.000 pièces/carton	10.000 pièces/carton	10.000 pièces/carton	5.000 pièces/carton	

	Référence	Longueur / ø	Volume	Modèle	Fond du tube	Conditionnement
	60.617.010	92/13 mm	3,5 ml	Sans bouchon, sans impression	Arrondi	1.000 pièces/carton
	62.617	92/13 mm	3,5 ml	Bouchon vissé, avec impression	Arrondi	
	60.613.010	92/13 mm	3,5 ml	Sans bouchon, sans impression	Plat	
	62.613	92/13 mm	3,5 ml	Bouchon vissé, avec impression	Plat	
	65.647	65.647.020	65.806	65.1379	65.728	
	Bouchon de stockage pour tubes de ø 13 à 16 mm	Bouchon de stockage avec filtre pour tubes de ø 13 à 16 mm	Bouchon pression pour tube de ø 13 mm	Bouchon universel pour tubes de ø 12 à 16 mm (autre couleur disponible sur demande)	Bouchon vissant pour tube à double fond 92/13 mm	
						
Conditionnement	5.000 pièces/carton	5.000 pièces/carton	10.000 pièces/carton	10.000 pièces/carton	5.000 pièces/carton	

	Référence	Longueur / ø	Volume	Modèle	Fond du tube	Conditionnement
	60.612.010	92/15,3 mm	5,0 ml	Sans bouchon, sans impression	Arrondi	1.000 pièces/carton
	62.612	92/15,3 mm	5,0 ml	Bouchon vissé, avec impression	Arrondi	
	60.611.011	92/15,3 mm	5,0 ml	Sans bouchon, sans impression, couleur marron	Plat	
	60.611.010	92/15,3 mm	5,0 ml	Sans bouchon, sans impression	Plat	
	62.611	92/15,3 mm	5,0 ml	Bouchon vissé, avec impression	Plat	
	65.647	65.647.020	65.803	65.1379	65.645 *	65.729
	Bouchon de stockage pour tubes de ø 13 à 16 mm	Bouchon de stockage avec filtre pour tubes de ø 13 à 16 mm	Bouchon pression pour tube de ø 15,3 mm	Bouchon universel pour tubes de ø 12 à 16 mm (autre couleur disponible sur demande)	Bouchon vissant pour tube à double fond 92/15 mm	Bouchon vissant pour tube à double fond 92/15 mm
						
Conditionnement	5.000 pièces/carton	5.000 pièces/carton	10.000 pièces/carton	10.000 pièces/carton	5.000 pièces/carton	5.000 pièces/carton

* Recommandé pour le RC 1200S de Sarstedt

SARSTEDT France
Route de Gray
Z.I. des Plantes
70150 Marnay
Tél.: 03 84 31 95 95
Fax: 03 84 31 95 99
info.fr@sarstedt.com
www.sarstedt.com