

Новое поколение безопасного ланцета

Для безопасной, комфортной и бережной пункции



Безопасны для пациента и медперсонала

- До и после применения игла\лезвие безопасно спрятаны в корпусе ланцета
- Случайные уколы и перекрёстная контаминация невозможны
- Все ланцеты стерильны, повторное применение также невозможно

Удобны в использовании

- Безопасный ланцет предварительно взведен и готов к работе
- Защищённая кнопка спуска исключает риск случайного срабатывания
- Безопасный ланцет удобно удерживать благодаря рифлёной плоской поверхности
- Точная пункция за счёт минимальной поверхности контакта с кожей

Комфортны для пациента

- Минимальные болевые ощущения благодаря сверхострым лезвиям с силиконовым покрытием и иглам тройной шлифовки
- Точно заданная глубина прокола гарантирует отличные результаты пункции у детей и взрослых
- Минимальная глубина прокола гарантирует отсутствие риска повреждения костей

Новое поколение безопасного ланцета



1 Открутить защитный колпачок.



2 Приложить безопасный ланцет к выбранному продезинфицированному месту пункции. Нажать на кнопку.



3 Поместить использованный ланцет в соответствующий контейнер для отходов.

Информация для заказа

№ для заказа	Наименование	Размер иглы	Глубина прокола	Упаковка
85.1015	Безопасный ланцет Mini	28 G	1,6 мм	200 шт./мин. уп., 1200 шт./трансп. уп.
85.1016	Безопасный ланцет Normal	21 G	1,8 мм	200 шт./мин. уп., 1200 шт./трансп. уп.
85.1017	Безопасный ланцет Extra	18 G	1,8 мм	200 шт./мин. уп., 1200 шт./трансп. уп.
85.1018 (Для взятия крови из пятки у новорожденных)	Безопасный ланцет Super	Лезвие 1,5 мм	1,6 мм	200 шт./мин. уп., 1200 шт./трансп. уп.
85.1019	Безопасный ланцет Neonatal	Лезвие 1,5 мм	1,2 мм	200 шт./мин. уп., 1200 шт./трансп. уп.

Использование совместно с системами взятия капиллярной крови Microvette®



Microvette® 100/200 ml –
взятие крови с помощью
капилляра „end-to-end“



Microvette® 300/500 ml –
взятие крови самотёком
через край

Мы готовы отправить вам дополнительную информацию.

Sarstedt AG & Co.
Ul. Ljusinovskaya, 36 bld. 1
115093 MOSCOW
Tel: +7 495 937 5228
Fax: +7 495 937 5228
info.ru@sarstedt.com
www.sarstedt.com