





















Systemy na odber krvi

Informácie o produktoch











Preparácia	Objem	Dĺžka / Ø	Obj. č. s transp. etiketou	Obj. č. s papierovou etiketou	Farba uzáveru/etikety
 Sérum	7,5 ml	92 mm x 15 mm	01.1601	01.1601.001	
	5,5 ml	75 mm x 15 mm	03.1397	03.1397.001	
	4,9 ml	90 mm x 13 mm	04.1934	04.1934.001	
	4,5 ml	92 mm x 11 mm	05.1104	05.1104.001	
	4,0 ml	75 mm x 13 mm	04.1924		
	2,7 ml	75 mm x 13 mm		04.1943.001	
	2,7 ml	66 mm x 11 mm	05.1557	05.1557.001	
	2,6 ml	65 mm x 13 mm	04.1904	04.1904.001	
	1,2 ml	66 mm x 8 mm		06.1663.001	

Preparácia	Objem	Dĺžka / Ø	Obj. č. s transp. etiketou	Obj. č. s papierovou etiketou	Farba uzáveru/etikety
 Sérum-gél	7,5 ml	92 mm x 15 mm	01.1602	01.1602.001	
	4,9 ml	90 mm x 13 mm	04.1935	04.1935.001	
	4,7 ml	75 mm x 15 mm	03.1524	03.1524.001	
	4,0 ml	75 mm x 13 mm	04.1925	04.1925.001	
	2,7 ml	75 mm x 13 mm		04.1923.001	
	2,6 ml	65 mm x 13 mm	04.1905	04.1905.001	
	1,1 ml	66 mm x 8 mm		06.1667.001	






Preparácia	Objem	Dĺžka / Ø	Obj. č. s transp. etiketou	Obj. č. s papierovou etiketou	Farba uzáveru/etikety
 Lithium heparin	7,5 ml	92 mm x 15 mm	01.1604	01.1604.001	
	5,5 ml	75 mm x 15 mm	03.1628	03.1628.001	
	4,9 ml	90 mm x 13 mm	04.1936	04.1936.001	
	4,5 ml	92 mm x 11 mm	05.1106	05.1106.001	
	4,0 ml	75 mm x 13 mm	04.1920		
	2,7 ml	75 mm x 13 mm	04.1929	04.1929.001	
	2,7 ml	66 mm x 11 mm	05.1553	05.1553.001	
	2,6 ml	65 mm x 13 mm	04.1906	04.1906.001	
	1,2 ml	66 mm x 8 mm		06.1666.001	

Preparácia	Objem	Dĺžka / Ø	Obj. č. s transp. etiketou	Obj. č. s papierovou etiketou	Farba uzáveru/etikety
Lithium heparin tekutý	7,5 ml	92 mm x 15 mm		01.1608.001	
	4,9 ml	90 mm x 13 mm		04.1939.001	






Preparácia	Objem	Dĺžka / Ø	Obj. č. s transp. etiketou	Obj. č. s papierovou etiketou	Farba uzáveru/etikety
 Lithium heparin gél	7,5 ml	92 mm x 15 mm	01.1634		
	4,9 ml	90 mm x 13 mm	04.1940	04.1940.001	
	4,7 ml	75 mm x 15 mm	03.1631	03.1631.001	
	4,0 ml	75 mm x 13 mm	04.1927	04.1927.001	
	2,7 ml	75 mm x 13 mm	04.1928	04.1928.001	
	2,6 ml	65 mm x 13 mm	04.1907		
	1,1 ml	66 mm x 8 mm		06.1669.001	




Preparácia	Objem	Dĺžka / Ø	Obj. č. s transp. etiketou	Obj. č. s papierovou etiketou	Farba uzáveru/etikety
 Lithium heparin gél*	4,9 ml	90 mm x 13 mm	04.1954	04.1954.001	
	4,0 ml	75 mm x 13 mm	04.1953	04.1953.001	
	2,7 ml	75 mm x 13 mm	04.1952	04.1952.001	

* na vyžiadanie
Uvedená dĺžka sa vzťahuje na S-Monovette bez piestu a skrutkovacieho uzáveru. S nasadeným skrutkovacím uzáverom je každá S-Monovette dlhšia o 16 mm.
Balenie: Všetky S-Monovette uvedené vyššie sú balené v sterilnom balení po 50 ks v krabici a 500 ks v kartóne.
S-Monovette jednotlivo sterilne balené sú k dispozícii pri minimálnom objednanom množstve 20.000 kusov.

Preparácia	Objem	Dĺžka / Ø	Obj. č. s transp. etiketou	Obj. č. s papierovou etiketou	Farba uzáveru/etikety
Natrium-Heparin*	7,5 ml	92 mm x 15 mm		01.1613.100	
	7,5 ml	92 mm x 15 mm		01.1614.100	
	2,6 ml	65 mm x 13 mm		04.1913.100	
Ammonium-Heparin	7,5 ml	92 mm x 15 mm	01.1603		
	4,5 ml	92 mm x 11 mm	05.1105		

Preparácia	Objem	Dĺžka / Ø	Obj. č. s transp. etiketou	Obj. č. s papierovou etiketou	Farba uzáveru/etikety	
 K ₃ EDTA	7,5 ml	92 mm x 15 mm		01.1605.001		
	4,9 ml	90 mm x 13 mm	04.1931	04.1931.001		
	4,0 ml	75 mm x 15 mm	03.1068	03.1068.001		
	3,4 ml	65 mm x 13 mm	04.1914	04.1914.001		
	2,7 ml	75 mm x 13 mm	04.1917	04.1917.001		
	2,7 ml	66 mm x 11 mm	05.1167	05.1167.001		
	2,6 ml	65 mm x 13 mm	04.1901	04.1901.001		
	1,8 ml	65 mm x 13 mm	04.1951	04.1951.001		
	1,6 ml	66 mm x 11 mm	05.1081	05.1081.001		
	1,2 ml	66 mm x 8 mm		06.1664.001		
	 K ₂ EDTA-Gel	7,5 ml	92 mm x 15 mm		01.1621.001	
		4,9 ml	90 mm x 13 mm		04.1932.001	

Preparácia	Objem	Dĺžka / Ø	Obj. č. s transp. etiketou	Obj. č. s papierovou etiketou	Farba uzáveru/etikety
 Fluorid	2,7 ml	75 mm x 13 mm	04.1918	04.1918.001	
	2,7 ml	66 mm x 11 mm	05.1073	05.1073.001	
	2,6 ml	65 mm x 13 mm	04.1903	04.1903.001	
	1,2 ml	66 mm x 8 mm		06.1665.001	

Preparácia	Objem	Dĺžka / Ø	Obj. č. s transp. etiketou	Obj. č. s papierovou etiketou	Farba uzáveru/etikety
 Citrát 1:10	8,2 ml	92 mm x 15 mm		01.1606.001	
	5,0 ml	92 mm x 11 mm	05.1071	05.1071.001	
	4,3 ml	75 mm x 13 mm	04.1922	04.1922.001	
	3,0 ml	75 mm x 13 mm	04.1919	04.1919.001	
	3,0 ml	66 mm x 11 mm	05.1165	05.1165.001	
	2,9 ml	65 mm x 13 mm	04.1902	04.1902.001	
	1,8 ml	75 mm x 13 mm	04.1955	04.1955.001	
	1,4 ml	66 mm x 8 mm		06.1668.001	

Neutrálna S-Monovette®

Bez preparácie	Objem	Dĺžka / Ø	Obj. č. s papier. etiketou	Farba uzáveru/etikety
 Neutrál	7,5 ml	92 mm x 15 mm	01.1728.001	
	4,9 ml	90 mm x 13 mm	04.1926.001	
	4,5 ml	92 mm x 11 mm	05.1727.001	
	2,7 ml	66 mm x 11 mm	05.1729.001	

* Čoskoro dostupné s hnedým uzáverom podľa ISO 6710.

Špeciálna S-Monovette®


Preparácia	Obj. č.	Objem	Dĺžka / Ø	Predajná jednotka / vnútorné balenie
S-Monovette® EDTA K ₂ -Gél	01.1621.001	7,5 ml	92 mm x 15 mm	500 kus. / 50 kus.
S-Monovette® EDTA K ₂ -Gél	04.1932.001	4,9 ml	90 mm x 13 mm	500 kus. / 50 kus.
S-Monovette® Citrát puffer	04.1910.001	3,8 ml	65 mm x 13 mm	50 kus. / 50 kus.
S-Monovette® CPDA ₁	01.1610.001	8,5 ml	92 mm x 15 mm	500 kus. / 50 kus.
S-Monovette® CPDA ₁	04.1938.001	5,6 ml	90 mm x 13 mm	500 kus. / 50 kus.
S-Monovette® GlucoEXACT, citrát-fluorid*	05.1074.001	3,1 ml	66 mm x 11 mm	500 kus. / 50 kus.
S-Monovette® GlucoEXACT, citrát-fluorid*	04.1945.001	3,1 ml	75 mm x 13 mm	500 kus. / 50 kus.
S-Monovette® analýza kovov**	01.1604.400	7,5 ml	92 mm x 15 mm	50 kus. / 50 kus.
S-Monovette® Homocystein HCY-Z	04.1908.001	2,7 ml	75 mm x 13 mm	50 kus. / 50 kus.
S-Monovette® Hirudín	04.1959.001	1,6 ml	75 mm x 13 mm	50 kus. / 50 kus.
S-Monovette® ThromboExact	05.1168.001	2,7 ml	66 mm x 11 mm	50 kus. / 50 kus.
S-Monovette® Sérum, s etiketou pre krvnú banku	01.1601.014	7,5 ml	92 mm x 15 mm	500 kus. / 50 kus.
S-Monovette® CTAD	04.1909.001	2,9 ml	65 mm x 13 mm	500 kus. / 50 kus.
S-Monovette® DNA Exact	04.1948.001	2,7 ml	75 mm x 13 mm	500 kus. / 50 kus.
S-Monovette® RNA Exact	01.2048.001	≤ 2,4 ml	10 mm x 15 mm	20 kus. / 20 kus.

* Čoskoro dostupné s ružovým uzáverom podľa ISO 6710 (obj. č.: 05.1074.201, 04.1945.201).


** Čoskoro dostupné s modrým uzáverom podľa ISO 6710 (obj. č.: 01.1609.201).

Sedimentácia erytrocytov


S-Sedivette® citrát 1:5

Preparácia	Obj. č.	Objem	Dĺžka / Ø	Predajná jednotka / vnútorné balenie
	06.1690.001	3,5 ml	130 mm x 8 mm	500 kus. / 50 kus.





Stojan na sedimentáciu pre S-Sedivette®

Obrázok	Obj. č.	Označenie	Predajná jednotka
	90.1090	Stojan na sedimentáciu so stupnicou na zadnej stene	1 kus. / 1 kus.












S-Monovette® sedimentácia s citrátom 1:5

Preparácia	Obj. č.	Objem	Dĺžka / Ø	Predajná jednotka / vnútorné balenie
	05.1079	2,0 ml	66 mm x 11 mm	500 kus. / 50 kus.
	05.1079.001	2,0 ml (s papierovou etiketou)	66 mm x 11 mm	500 kus. / 50 kus.

Sediplus® systém

Obrázok	Obj. č.	Označenie	Predajná jednotka / vnútorné balenie
	86.1996	Pipeta na sedimentáciu so značkou 0	1 000 kus. / 100 kus.
	86.1996.062	Pipeta na sedimentáciu s potlačenou stupnicou	1 000 kus. / 100 kus.
	90.1060	Stojan na sedimentáciu so stupnicou na zadnej stene	1 kus. / 1 kus.
	90.1060.062	Stojan na sedimentáciu bez zadnej steny	1 kus. / 1 kus.

Safety-Multifly® ihla pre S-Monovette®

Obrázok	Obj. č.	Ø / Dĺžka	Vyhotovenie	Farba	Dĺžka hadičky	Balenie
	85.1637.235	0,9 mm/19 mm	20G x ¾", Č. 1	žltá	200 mm	480/kartón 120/ vnútorný obal, jednotlivo sterilne balené
	85.1638.235	0,8 mm/19 mm	21G x ¾", Č. 2	zelená	200 mm	
	85.1640.235	0,6 mm/19 mm	23G x ¾", Č. 16	modrá	200 mm	
	85.1642.235	0,5 mm/19 mm	25G x ¾", Č. 18	oranžová	200 mm	
	85.1637.205	0,9 mm/19 mm	20G x ¾", Č. 1	žltá	80 mm	480/kartón 120/ vnútorný obal, jednotlivo sterilne balené
	85.1638.205	0,8 mm/19 mm	21G x ¾", Č. 2	zelená	80 mm	
	85.1640.205	0,6 mm/19 mm	23G x ¾", Č. 16	modrá	80 mm	
	85.1642.205	0,5 mm/19 mm	25G x ¾", Č. 18	oranžová	80 mm	
	85.1637.203	0,9 mm/19 mm	20G x ¾", bez Multi adaptéra	žltá	80 mm	480/kartón 120/ vnútorný obal, jednotlivo sterilne balené
	85.1638.203	0,8 mm/19 mm	21G x ¾", bez Multi adaptéra	zelená	80 mm	
	85.1640.203	0,6 mm/19 mm	23G x ¾", bez Multi adaptéra	modrá	80 mm	
	85.1637.201	0,9 mm/19 mm	20G x ¾", bez Multi adaptéra	žltá	240 mm	480/kartón 120/ vnútorný obal, jednotlivo sterilne balené
	85.1638.201	0,8 mm/19 mm	21G x ¾", bez Multi adaptéra	zelená	240 mm	
	85.1640.201	0,6 mm/19 mm	23G x ¾", bez Multi adaptéra	modrá	240 mm	
	85.1642.201	0,5 mm/19 mm	25G x ¾", bez Multi adaptéra	oranžová	240 mm	
	85.1638.200	0,8 mm/19 mm	21G x ¾", odskrutkovateľné zavádzacie puzdro	zelená	200 mm	480/kartón 120/ vnútorný obal, jednotlivo sterilne balené


Safety ihla pre S-Monovette®

Obrázok	Obj. č.	Ø/Dĺžka	Vyhotovenie	Farba	Balenie
	85.1372.200	0,9 mm/25 mm	20G x 1"		500/kartón • 50/vnútrotný obal, jednotlivito sterilne balené
	85.1373.200	0,8 mm/25 mm	21G x 1"		500/kartón • 50/vnútrotný obal, jednotlivito sterilne balené
	85.1441.200	0,7 mm/25 mm	22G x 1"		500/kartón • 50/vnútrotný obal, jednotlivito sterilne balené
	85.1160.200	0,9 mm/38 mm	20G x 1½"		500/kartón • 50/vnútrotný obal, jednotlivito sterilne balené
	85.1162.200	0,8 mm/38 mm	21G x 1½"		500/kartón • 50/vnútrotný obal, jednotlivito sterilne balené
	85.1440.200	0,7 mm/38 mm	22G x 1½"		500/kartón • 50/vnútrotný obal, jednotlivito sterilne balené

Adaptér

Obrázok	Obj. č.	Označenie	Predajná jednotka / vnútrotné balenie
	1	14.1112	1 000 ks. / 100 ks., jednotlivito sterilne balené
	2	14.1205	1.000 ks. / 100 ks., jednotlivito sterilne balené
	3	14.1205.100	1.000 ks. / 100 ks., jednotlivito sterilne balené
	4	14.1207	250 ks. / 50 ks., jednotlivito sterilne balené
	5	14.1209	100 ks. / 20 ks., jednotlivito sterilne balené
	6+5	51.1638.945	50 kusov, jednotlivito sterilne balené
	6+5	51.1640.945	50 kusov, jednotlivito sterilne balené




Uzáver so závitom na opätovné skúmavky S-Monovette®

Obrázok	Obj. č.	Vonkajší Ø skúmavky	Vonkajší Ø skrutkovacieho uzáveru	Dĺžka skúmavky so skrutkovacím uzáverom	Dĺžka skúmavky bez skrutkovacieho uzáveru	Predajná jednotka / vnútrotné balenie
	65.176	16 mm	19 mm	108 mm	92 mm	5 000 kus. / 1 000 kus.
	65.729	15 mm	18 mm	108 mm	92 mm	5 000 kus. / 1 000 kus.
		15 mm	18 mm	91 mm	75 mm	
	65.728	13 mm	16 mm	106 mm	90 mm	5 000 kus. / 1 000 kus.
		13 mm	16 mm	91 mm	75 mm	
		13 mm	16 mm	81 mm	65 mm	
	65.1121	11 mm	13 mm	108 mm	92 mm	5 000 kus. / 1 000 kus.
		11 mm	13 mm	82 mm	66 mm	
		8 mm	13 mm	146 mm	130 mm	
		8 mm	13 mm	82 mm	66 mm	


Príslušenstvo

Obrázok	Obj. č.	Označenie	Predajná jednotka / vnútorné balenie
	14.1218	Haemo-Diff® s náterovou hranou	2 000 kus. / 500 kus.
	55.1570	Adaptér s plochým dnom pre S-Monovette® s Ø 8 mm na prispôsobenie vonkajším rozmerom 66 x 11 mm	1 000 kus. / 250 kus.
	55.1570.002	pozri 55.1570, farba: hnedá	
	55.1572	Adaptér s okrúhlym dnom pre S-Monovette® s Ø 8 mm na prispôsobenie vonkajším rozmerom 65 x 13 mm	1 000 kus. / 250 kus.
	55.1571	Adaptér s okrúhlym dnom pre S-Monovette® s Ø 8 mm na prispôsobenie vonkajším rozmerom 75 x 13 mm	1 000 kus. / 250 kus.
	55.1571.051	pozri 55.1571, farba: svetlomodrá	1 000 kus. / 250 kus.
	53.677	Seraplas® V11, vhodný pre S-Monovette® s Ø 11 mm	5 000 kus. / 500 kus.
	53.419	Seraplas® V13, vhodný pre S-Monovette® s Ø 13 mm	1 000 kus. / 100 kus.
	53.428	Seraplas® V15, vhodný pre S-Monovette® s Ø 15 mm	1 000 kus. / 100 kus.
	53.420	Seraplas® V16, vhodný pre S-Monovette® s Ø 16 mm	1 000 kus. / 100 kus.
	14.1513	Farebný uzáver, neónovo červený	1 000 kus. / 100 kus.
	14.1513.001	Farebný uzáver, modrý	
	14.1513.002	Farebný uzáver, žltý	
	14.1513.005	Farebný uzáver, neónovo zelený	
	14.1513.008	Farebný uzáver, šedý	
	95.1006	Jednorazové škrtidlo	4 800 kus. / 200 kus.
	95.1008	TourniSTRETCH škrtidlo na použitie pre jedného pacienta	500 kus. / 25 kus.
	95.1007	Škrtidlo	200 kus. / 1 kus.
	95.1007.001	Škrtidlo, bez latexu	

Mikroihla

Obrázok	Obj. č.	Označenie	Ø/Dĺžka	Farba	Predajná jednotka / vnútorné balenie
	85.921	Mikroihla, 21 G x 3/4", č. 2	0,8 mm/36 mm	zelená	50 kus. / 50 kus.
	85.923	Mikroihla, 23 G x 3/4", č. 16	0,6 mm/36 mm	modrá	50 kus. / 50 kus.
	85.925	Mikroihla, 25 G x 3/4", č. 18	0,5 mm/36 mm	oranžová	50 kus. / 50 kus.

Mikroskopávka s pripojeným zatláčacím uzáverom a priehľadnou etiketou


Obrázok	Obj. č.	Preparácia	Objem	Ø/Dĺžka	Farba	Predajná jednotka / vnútorné balenie
	41.1501.005*	Sérum aktivátor zrážania krvi	1,3 ml	10,8 mm/40 mm	biela	1 000 kus. / 100 kus.
	41.1500.005*	Sérum-gel aktivátor zrážania krvi	1,1 ml	10,8 mm/40 mm	hnedá	1 000 kus. / 100 kus.
	41.1503.005*	Plazma Lítium-heparín	1,3 ml	10,8 mm/40 mm	oranžová	1 000 kus. / 100 kus.
	41.1504.005*	Hematológia K ₃ EDTA	1,3 ml	10,8 mm/40 mm	červená	1 000 kus. / 100 kus.
	41.1505.005*	Glukóza Fluorid	1,3 ml	10,8 mm/40 mm	žltá	1 000 kus. / 100 kus.
	41.1506.005	Koagulácia	1,3 ml	10,8 mm/40 mm	zelená	1 000 kus. / 100 kus.
	41.1506	Citrát	1,0 ml	0,5 ml		

* Produkt dostupný aj s papierovou etiketou: Koncové číslo .015



Mikroskopávka so skrutkovacím uzáverom a papierovou etiketou

Obrázok	Obj. č.	Preparácia	Objem	Ø/Dĺžka	Farba	Predajná jednotka / vnútorné balenie
	41.1392.005	Sérum aktivátor zrážania krvi	1,3 ml	10,8 mm/45 mm	biela	1 000 kus. / 100 kus.
	41.1378.005	Sérum-Gel Aktivátor zrážania krvi	1,1 ml	10,8 mm/45 mm	hnedá	1 000 kus. / 100 kus.
	41.1393.005	Plazma Lítium-heparín	1,3 ml	10,8 mm/45 mm	oranžová	1 000 kus. / 100 kus.
	41.1395.005	Hematológia K ₃ EDTA	1,3 ml	10,8 mm/45 mm	červená	1 000 kus. / 100 kus.
	41.3395.005	Uzáver so závitom s membránou na priamu adaptáciu zložky K ₃ EDTA	1,3 ml	10,8 mm/45 mm	červená	1 000 kus. / 100 kus.
	41.1394.005	Glukóza-fluorid	1,3 ml	10,8 mm/45 mm	žltá	1 000 kus. / 100 kus.
	41.1350.005	Zrážanie krvi citrát	1,3 ml	10,8 mm/45 mm	zelená	1 000 kus. / 100 kus.


Adaptéry ku skúmavkám Microvette®

Obrázok	Obj. č.	Označenie	Predajná jednotka / vnútorné balenie
	55.525.003	Uzavretý adaptér s okrúhlym dnom pre Microvette® Ø 13 mm, dĺžka 75 mm	2 000 / kartón 250 / vrecko
	55.525.002	pozri 55.525.003, farba: hnedá (ochrana pred svetlom)	2 000 / kartón 250 / vrecko
	55.1571	Otvorený adaptér s okrúhlym dnom pre Microvette® Ø 13 mm, dĺžka 64 mm	1 000 / kartón 250 / vrecko
	55.1571.051	pozri 55.1571, farba: svetlomodrá	1 000 / kartón 250 / vrecko
	55.1577	Adaptér s plochým dnom pre Multivette® Ø 11,5 mm, dĺžka 60 mm	1 000 / kartón 250 / vrecko
	55.1577.002	pozri 55.1577, farba: hnedá (ochrana pred svetlom)	1 000 / kartón 250 / vrecko



Microvette® 100 s kónickou vnútornou skúmavkou

Obrázok	Obj. č.	Preparácia	Objem	Predajná jednotka / vnútorné balenie
	20.1280	Sérum aktivátor zrážania krvi	100 µl	1 000 kus. / 100 kus.
	20.1282	Plazma Lítium-heparín	100 µl	1 000 kus. / 100 kus.



Microvette® 100 s vnútornou skúmavkou s guľatým dnom

Obrázok	Obj. č.	Preparácia	Objem	Predajná jednotka / vnútorné balenie
	20.1278	Hematológia - K ₃ EDTA	100 µl	1 000 kus. / 100 kus.




Microvette® 200 s kónickou vnútornou skúmavkou

Obrázok	Obj. č.	Preparácia	Objem	Predajná jednotka / vnútorné balenie
	20.1290	Sérum aktivátor zrážania krvi	200 µl	1 000 kus. / 100 kus.
	20.1292	Plazma Lítium-heparín	200 µl	1 000 kus. / 100 kus.
	20.1289	Glukóza-fluorid	200 µl	1 000 kus. / 100 kus.






Microvette® 200 s vnútornou skúmavkou s guľatým dnom

Obrázok	Obj. č.	Preparácia	Objem	Predajná jednotka / vnútorné balenie
	20.1291	Sérum-gel aktivátor zrážania krvi	200 µl	1 000 kus. / 100 kus.
	20.1288	Hematológia - K ₃ EDTA	200 µl	1 000 kus. / 100 kus.


Microvette® 300 s kónickou vnútornou skúmavkou

Obrázok	Obj. č.	Preparácia	Objem	Predajná jednotka / vnútorné balenie
	20.1308	Sérum aktivátor zrážania krvi	300 µl	1 000 kus. / 100 kus.
	20.1309	Plazma Lítium heparin	300 µl	1 000 kus. / 100 kus.
	20.1307	Glukóza-fluorid	300 µl	1 000 kus. / 100 kus.


Microvette® 500 s vnútornou skúmavkou s guľatým dnom

Obrázok	Obj. č.	Preparácia	Objem	Predajná jednotka / vnútorné balenie
	20.1343	Sérum aktivátor zrážania krvi	500 µl	1 000 kus. / 100 kus.
	20.1344	Sérum-gél aktivátor zrážania krvi	500 µl	1 000 kus. / 100 kus.
	20.1345	Plazma Lítium heparin	500 µl	1 000 kus. / 100 kus.
	20.1346	Plazma-gél Lítium heparin	500 µl	1 000 kus. / 100 kus.
	20.1341	Hematológia K ₃ EDTA	500 µl	1 000 kus. / 100 kus.

Microvette® CB 200 BSG na sedimentáciu krviniek

Obrázok	Obj. č.	Objem	Predajná jednotka / vnútorné balenie
	18.1325	200 µl	500 kus. / 50 kus.

Stojan na sedimentáciu krviniek pre Microvette® CB 200 BSG

Obrázok	Obj. č.	Označenie	Predajná jednotka / vnútorné balenie
	90.1091	Stojan na sedimentáciu so stupnicou na zadnej stene	1 kus. / 1 kus.

Multivette® 600

Obrázok	Obj. č.	Preparácia	Objem	Predajná jednotka / vnútorné balenie
	15.1670	Sérum aktivátor zrážania krvi	600 µl	1 000 kus. / 100 kus.
	15.1674	Sérum-gél aktivátor zrážania krvi	600 µl	1 000 kus. / 100 kus.
	15.1673	Plazma Lithium heparín	600 µl	1 000 kus. / 100 kus.
	15.1675	Plazma-gél Lithium heparín	600 µl	1 000 kus. / 100 kus.
	15.1671	Hematológia K ₃ EDTA	600 µl	1 000 kus. / 100 kus.
	15.1672	Glukóza-fluorid	600 µl	1 000 kus. / 100 kus.

Safety lanceta

Obrázok	Obj. č.	Označenie	Veľkosť ihiel	Hĺbka vpichu	Predajná jednotka / vnútorné balenie
	85.1015	Safety lanceta Mini	28 G	1,6 mm	1 200 kus. / 200 kus.
	85.1016	Safety lanceta Normal	21 G	1,8 mm	1 200 kus. / 200 kus.
	85.1017	Safety lanceta Extra	18 G	1,8 mm	1 200 kus. / 200 kus.
	85.1018	Safety lanceta Super	Čepel 1,5 mm	1,6 mm	1 200 kus. / 200 kus.
	85.1019	Safety lanceta Neonatal	Čepel 1,5 mm	1,2 mm	1 200 kus. / 200 kus.

Incízna lanceta - Safety-Heel®

Obrázok	Obj. č.	Oblasť aplikácie	Hĺbka vpichu	Dĺžka rezu	Balenie
	85.1025	Predčasne narodené deti	0,85 mm	1,75 mm	50/kartón 200/vnútorné balenie
	85.1026	Novorodenci	1,0 mm	2,5 mm	

Monovette® na analýzu krvných plynov

Obrázok	Obj. č.	Označenie	Predajná jednotka / vnútorné balenie
	05.1146	Monovette® 1 ml Krvné plyny	500 ks. / 50 ks.
	05.1146.020	Monovette® 1 ml Krvné plyny	500 ks. / 100 ks., jednotlivito sterilne balené
	05.1147	Monovette® 2 ml Krvné plyny	500 ks. / 50 ks.
	05.1147.020	Monovette® 2 ml Krvné plyny	500 ks. / 100 ks., jednotlivito sterilne balené
	05.1147.028	Monovette® 2 ml Krvné plyny, s membránovým adaptérom	500 ks. / 100 ks., jednotlivito sterilne balené
	05.1147.048	Monovette® 2 ml Krvné plyny, namontovaný odvzdušňovací filter	500 ks. / 100 ks., jednotlivito sterilne balené
	14.1148	Odvzdušňovací filter	1 000 ks. / 500 ks.

Plastové kapiláry na vyšetrenie krvných plynov

Obrázok	Obj. č.	Označenie	Ø/Dĺžka v mm	Predajná jednotka
	19.930.100	Plastové kapiláry na vyšetrenie krvných plynov 100 µl	2,05/100	250 kusov
	19.930.125	Plastové kapiláry na vyšetrenie krvných plynov 125 µl	2,05/110	250 kusov
	19.930.140	Plastové kapiláry na vyšetrenie krvných plynov 140 µl	2,3/75	200 kusov
	19.930.175	Plastové kapiláry na vyšetrenie krvných plynov 175 µl	2,3/100	200 kusov

Súprava plastových kapilár na vyšetrenie krvných plynov

Obrázok	Obj. č.	Označenie	Predajná jednotka
	51.931.100	Súprava kapilár na vyšetrenie krvných plynov 100 µl, obsahuje kapiláry, uzávery a miešacie tyčinky	1 000 kusov
	51.931.125	Súprava kapilár na vyšetrenie krvných plynov 125 µl, obsahuje kapiláry, uzávery a miešacie tyčinky	1 000 kusov
	51.931.140	Súprava kapilár na vyšetrenie krvných plynov 140 µl, obsahuje kapiláry, uzávery a miešacie tyčinky	800 kusov
	51.931.175	Súprava kapilár na vyšetrenie krvných plynov 175 µl, obsahuje kapiláry, uzávery a miešacie tyčinky	800 kusov

Príslušenstvo

Obrázok	Obj. č.	Označenie	Predajná jednotka
	65.935.205	Uzáver, biely pre kapiláru na vyšetrenie krvných plynov s vonkajším Ø 2,05 mm	500 kusov
	65.935.230	Uzáver, modrý pre kapiláru na vyšetrenie krvných plynov s vonkajším Ø 2,3 mm	400 kusov
	95.936	Miešacia tyčinka, Ø 1 mm, dĺžka 9 mm	250 kusov
	95.937	Kuželový magnet, červený	10 kusov

V prípade otázok
Vám radi pomôžeme!



Technické zmeny vyhradené

Táto publikácia môže obsahovať informácie o produktoch, ktoré nemusia byť dostupné v každej krajine

57_615_0300_4018

SARSTEDT spol. s r. o.
Údernícka 11
851 01 Bratislava
Tel: +421 232 184 930
info.sk@sarstedt.com
www.sarstedt.com

