

Veterinární medicína

Kompletní řešení pro odběr vzorků v oblasti veterinární medicíny





Laboratorní vyšetření u malých zvířat, jako jsou psi a kočky, jsou dnes ve veterinární praxi samozřejmostí. Malým i velkým pacientům Sarstedt nabízí ideální řešení přizpůsobená nejrůznějším podmínkám.

Například S-Monovette® je perfektním řešením pro šetrný odběr krve u psů.

Jako alternativu můžete také zvolit odběr nakapáním do připravených odběrových zkumavek.





Laboratorní vyšetření u velkých a užitkových zvířat jsou již dlouho standardem. Nejlepší kvalitu vzorků zaručuje šetrný odběr krve pomocí S-Monovette®, příp. Monovette® Luer.

Pro bezpečný a spolehlivý odběr i čistou manipulaci u koní a užitkových zvířat existují vhodná řešení.

K použití při úředních vyšetřeních užitkových zvířat byla pro jednoznačnou a rychlou identifikaci vyvinuta zkumavka Monovette® VetMed.

Vysokorychlostní třídící modul High Speed Sorter optimalizovaný pro veterinární medicínu zajišťuje rychlou přípravu vzorků a pozdější archivaci.





Správná volba i u nejmenších pacientů: Sarstedt nabízí řadu řešení pro zvláštní požadavky při odběru krve u malých savců, ptáků a plazů:

- Microvette® také v kombinaci s mikrojehlou
- Multivette® 600 pro snadný odběr venózní krve samovolným natékáním
- Preparovaná odběrová mikrozkuhavka v kombinaci s mikrojehlou





Praktické sběrné nádoby umožňují snadné nabrání dostatečného množství trusu.



Z důvodu rozdílných požadavků v oblasti analyzování moči existuje vedle zkumavky Urin-Monovette® pro cílený a hygienický odběr moči, sloužící i k odběru sedimentu, také zkumavka Urin-Monovette® se stabilizátorem pro bakteriologickou analýzu moči.

Program doplňují klasické produkty jako zkumavky na moč se špičkou a kelímky na moč.





Zvláštní odběrový materiál jako punktát a likvor vyžaduje vhodné odběrové nádoby, které zaručí optimální laboratorní výsledky.

Kompletní řešení pro racionální skladování, ukládání rezerv, zasílání vzorků i likvidaci.



S-Monovette®

Obrázek	Obj. č.	Preparace	Objem	Délka/Ø*	Barevný kód	Balení
	01.1601	aktivátor srážení, sérum	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	03.1397		5,5 ml	75 mm x 15 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	04.1934		4,9 ml	90 mm x 13 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	04.1924		4,0 ml	75 mm x 13 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	04.1904		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	05.1557.001		2,7 ml	66 mm x 11 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	01.1602	aktivátor srážení, sérum/gel	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	03.1524		4,7 ml	75 mm x 15 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	04.1935		4,9 ml	90 mm x 13 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	04.1925		4,0 ml	75 mm x 13 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	04.1905		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	06.1667.001		1,1 ml	66 mm x 8 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	01.1604	lithium heparin, plazma	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	03.1628		5,5 ml	75 mm x 15 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	04.1936		4,9 ml	90 mm x 13 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	04.1929.001		2,7 ml	75 mm x 13 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	04.1906		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	05.1106		4,5 ml	92 mm x 11 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	01.1634	lithium heparin/gel plazma/gel	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	03.1631.001		4,7 ml	75 mm x 15 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	04.1940		4,9 ml	90 mm x 13 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	04.1928		2,7 ml	75 mm x 13 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	04.1907		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	06.1669.001		1,1 ml	66 mm x 8 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	01.1605.001	EDTA, hematologie	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	03.1068		4,0 ml	75 mm x 15 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	04.1931		4,9 ml	90 mm x 13 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	04.1914		3,4 ml	65 mm x 13 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	04.1917		2,7 ml	75 mm x 13 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	04.1901		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	05.1167	fluorid, glukóza	2,7 ml	66 mm x 11 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	06.1664.001		1,2 ml	66 mm x 8 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	04.1918		2,7 ml	75 mm x 13 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	04.1903		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	05.1073	citrát, srážení	2,7 ml	66 mm x 11 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	06.1665.001		1,2 ml	66 mm x 8 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	01.1606.001		8,2 ml	92 mm x 15 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	04.1919		3,0 ml	75 mm x 13 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	04.1922		4,3 ml	75 mm x 13 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	04.1902		2,9 ml	65 mm x 13 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	05.1071		5,0 ml	92 mm x 11 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	05.1165		3,0 ml	66 mm x 11 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	06.1668.001		1,4 ml	66 mm x 8 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton

speciální S-Monovette®

	01.1604.400**	analýza množství kovů	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	05.1168.001	ThromboExact	2,7 ml	66 mm x 11 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton

* Pro zkumavky s ø 8 mm: adaptace na laboratorní automatizaci s nosnými zkumavkami 55.1570, 55.1572, 55.1571.
** Doporučeno pouze v kombinaci s kanylou Safety 85.1162.600

Monovette® Luer

Obrázek	Obj. č.	Preparace	Objem	Délka/Ø	Barevný kód	Balení
	02.263	aktivátor srážení, sérum	9,0 ml	92 mm x 16 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	05.274		4,5 ml	92 mm x 11 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	02.261	aktivátor srážení, sérum/gel	9,0 ml	92 mm x 16 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	09.315.001		25,0 ml	97 mm x 25 mm		42/kont. • 210/vnější karton
	02.265		9,0 ml	92 mm x 16 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	05.276.001		4,5 ml	92 mm x 11 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	02.267.001		9,0 ml	92 mm x 16 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	09.225		25,0 ml	97 mm x 25 mm		50/sáčků • 250/vnější karton

Monovette® VetMed s etiketou s dvojitým čárovým kódem, typ 128

Obrázek	Obj. č.	Preparace	Objem	Délka/Ø	Barevný kód	Balení
	09.207.xxx	aktivátor srážení, sérum	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	09.208.xxx	EDTA, hematologie	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton

S-Sedivette® pro rychlost FW krvinek

Obrázek	Obj. č.	Preparace	Objem	Délka/Ø	Barevný kód	Balení
	06.1690.001	citrát, rychlost FW krvinek	3,5 ml	130 mm x 8 mm		50/vnitřní karton • 500/vnější karton

Sedimentační stojany pro S-Sedivette®

Obj. č.	Název	Balení
90.1090	Sedimentační stojany se zadní stěnou se stupnicí	1/vnitřní karton • 1/vnější karton

Blood Gas-Monovette® pro odběr krevních plynů, Luer

Obrázek	Obj. č.	Preparace	Objem	Barevný kód	Balení
	05.1146	Ca ²⁺ balancovaný heparin, krevní plyn	1 ml		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	05.1146.020	Ca ²⁺ balancovaný heparin, krevní plyn	1 ml		100/vnitřní karton • 500/vnější karton, jednotlivě sterilně
	05.1147	Ca ²⁺ balancovaný heparin, krevní plyn	2 ml		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	05.1147.020	Ca ²⁺ balancovaný heparin, krevní plyn	2 ml		100/vnitřní karton • 500/vnější karton, jednotlivě sterilně
	05.1147.028	Ca ²⁺ balancovaný heparin, krevní plyn s membránovým adaptérem	2 ml		100/vnitřní karton • 500/vnější karton, jednotlivě sterilně

Jehla Luer

Obrázek	Obj. č.	Název	Ø/délka	Barevný kód	Balení
	85.993	Jehla Luer, 23G x 1"	0,6 mm/25 mm		100/vnitřní karton • 2 000/vnější karton
	85.926	Jehla Luer, 16G x 1"	1,6 mm/25 mm		100/vnitřní karton • 2 000/vnější karton
	Na vyžádání	Jehla Luer	2 mm/100 mm		Na vyžádání

Další velikosti a kanyly Safety na vyžádání.

Adaptér – spojení S-Monovette® s jinými systémy

Obrázek	Obj. č.	Název	Balení
	14.1112	Membránový adaptér umožňuje adaptaci jehly S-Monovette® nebo jehly Multifly® na systém Luer, např. Blood Gas-Monovette® na krevní plyn	100/vnitřní karton • 1 000/vnější karton, sterilně po jednom kusu
	14.1205	Multiadaptér typu Luer umožňuje adaptaci systému Luer (katétr, butterfly atd.) na S-Monovette®	100/vnitřní karton • 1 000/vnější karton, sterilně po jednom kusu
	14.1205.100	Multiadaptér typu Luer-Lock umožňuje adaptaci systému Luer (katétr, butterfly atd.) na S-Monovette®	100/vnitřní karton • 1 000/vnější karton, sterilně po jednom kusu

Jehla (Safety) pro S-Monovette®

Obrázek	Obj. č.	Název	Ø/délka mm	Barevný kód	Balení
	85.1372	Jehla 20G x 1", č. 1	0,9/25		100/vnitřní karton • 1 000/vnější karton, jednotlivě sterilně
	85.1160.200	Jehla Safety 20G x 1½", č. 1	0,9/38		50/vnitřní karton • 500/vnější karton, jednotlivě sterilně
	85.1160	Jehla 20G x 1½", č. 1	0,9/38		100/vnitřní karton • 1 000/vnější karton, jednotlivě sterilně
	85.1373	Jehla 21G x 1", č. 2	0,8/25		100/vnitřní karton • 1 000/vnější karton, jednotlivě sterilně
	85.1162.200	Jehla Safety 21G x 1½", č. 2	0,8/38		50/vnitřní karton • 500/vnější karton, jednotlivě sterilně
	85.1162	Jehla 21G x 1½", č. 2	0,8/38		100/vnitřní karton • 1 000/vnější karton, jednotlivě sterilně
	85.1162.600* pro stanovení kovů	Jehla Safety 21G x 1½", č. 2	0,8/38		50/vnitřní karton • 500/vnější karton, jednotlivě sterilně
	85.1441	Jehla 22G x 1", č. 12	0,7/25		100/vnitřní karton • 1 000/vnější karton, jednotlivě sterilně

* Doporučeno pouze v kombinaci s S-Monovette® pro stanovení kovů 01.1604.400.

Jehla (Safety)-Multifly® pro S-Monovette®

Obrázek	Obj. č.	Název	Ø/délka mm	délka hadičky	Barevný kód	Balení
	85.1637.235	Jehla Safety-Multifly® 20 G x ¾", č. 1	0,9/19	200 mm		100/vnitřní karton • 400/vnější karton, jednotlivě sterilně
	85.1637.035	Jehla Multifly® 20 G x ¾", č. 1	0,9/19	200 mm		100/vnitřní karton • 400/vnější karton, jednotlivě sterilně
	85.1638.235	Jehla Safety-Multifly® 21 G x ¾", č. 2	0,8/19	200 mm		100/vnitřní karton • 400/vnější karton, jednotlivě sterilně
	85.1638.035	Jehla Multifly® 21 G x ¾", č. 2	0,8/19	200 mm		100/vnitřní karton • 400/vnější karton, jednotlivě sterilně
	85.1640.235	Jehla Safety-Multifly® 23 G x ¾", č. 16	0,6/19	200 mm		100/vnitřní karton • 400/vnější karton, jednotlivě sterilně
	85.1640.035	Jehla Multifly® 23 G x ¾", č. 16	0,6/19	200 mm		100/vnitřní karton • 400/vnější karton, jednotlivě sterilně
	85.1642.235	Jehla Safety-Multifly® 25 G x ¾", č. 18	0,5/19	200 mm		100/vnitřní karton • 400/vnější karton, jednotlivě sterilně

K dispozici jsou rovněž kanyly Multifly® a Safety-Multifly® s hadičkou o délce 80 mm.

Mikrojehla

Obrázek	Obj. č.	Název	Ø/délka	Barevný kód	Balení
	85.921	Mikrojehla 21G x 3/4"	0,8 mm/36 mm (délka vpichu 19 mm)		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	85.923	Mikrojehla 23G x 3/4"	0,6 mm/36 mm (délka vpichu 19 mm)		50/vnitřní karton • 500/vnější karton
	85.925	Mikrojehla 25G x 3/4"	0,5 mm/36 mm (délka vpichu 19 mm)		50/vnitřní karton • 500/vnější karton

Zkumavky na vzorky s kulatým dnem z PP, se zatláčovací zátkou a potiskem/etiketou

Obrázek	Obj. č.	Preparace	Objem	Délka/Ø mm	Barevný kód	Balení
	29.373.004	aktivátor srážení, sérum	7 ml	100 x 13		100/sáček • 1 000/vnější karton
	32.329	aktivátor srážení, sérum	4,5 ml	75 x 13		100/sáček • 1 000/vnější karton
	32.311.001	aktivátor srážení, sérum/gel	4,4 ml	75 x 13		100/sáček • 1 000/vnější karton
	32.331	lithium heparin, plazma	4,5 ml	75 x 13		100/sáček • 1 000/vnější karton
	32.332	EDTA, hematologie	5 ml	75 x 13		100/sáček • 1 000/vnější karton
	38.346	EDTA, hematologie	2 ml	55 x 12		100/sáček • 2 000/vnější karton
	32.333	fluorid, glukóza	2 ml	75 x 13		100/sáček • 1 000/vnější karton
	32.525.326	citrát, srážení	5 ml	75 x 13		100/kont. • 500/vnější karton

Další zkumavky na vyžádání.

Reakční zkumavka s připojenou zátkou z PP

Obrázek	Obj. č.	obj.	Délka/Ø mm	Barva	Balení
	72.691	2,0 ml	40 x 10,8	bezbarvá	500/sáček • 5 000/vnější karton

Další nádoby viz katalog

Mikrozumavky na vzorky s připojenou zatláčovací zátkou a transparentní etiketou

Obrázek	Obj. č.	Preparace	obj.	Délka/Ø mm	Barevný kód	Balení
	41.1501.005*	aktivátor srážení, sérum	1,3 ml	40 x 10,8		100/sáček • 1 000/vnější karton
	41.1500.005*	aktivátor srážení, sérum/gel	1,1 ml	40 x 10,8		100/sáček • 1 000/vnější karton
	41.1503.005*	lithium heparin, plazma	1,3 ml	40 x 10,8		100/sáček • 1 000/vnější karton
	41.1504.005*	EDTA, hematologie	1,3 ml	40 x 10,8		100/sáček • 1 000/vnější karton
	41.1505.005*	fluorid, glukóza	1,3 ml	40 x 10,8		100/sáček • 1 000/vnější karton
	41.1506.005 41.1506 41.1506.002	citrát, srážení	1,3 ml 1,0 ml 0,5 ml	40 x 10,8		100/kont. • 1 000/vnější karton

* Provedení je navíc k dispozici s papírovou etiketou: koncové číslo .015.

Mikrozumavky na vzorky se šroubovacím uzávěrem a papírovou etiketou

Obrázek	Obj. č.	Preparace	obj.	Délka/Ø mm	Barevný kód	Balení
	41.1392.005	aktivátor srážení, sérum	1,3 ml	45 x 10,8		100/sáček • 1 000/vnější karton
	41.1378.005	aktivátor srážení, sérum/gel	1,1 ml	45 x 10,8		100/sáček • 1 000/vnější karton
	41.1393.005	lithium heparin, plazma	1,3 ml	45 x 10,8		100/sáček • 1 000/vnější karton
	41.1395.005	EDTA, hematologie	1,3 ml	45 x 10,8		100/sáček • 1 000/vnější karton
	41.3395.005	EDTA, hematologie Šroubovací zátka s membránou pro přímou adaptaci	1,3 ml	45 x 10,8		100/sáček • 1 000/vnější karton
	41.1394.005	fluorid, glukóza	1,3 ml	45 x 10,8		100/sáček • 1 000/vnější karton
	41.1350.005	citrát, srážení	1,3 ml	45 x 10,8		100/sáček • 1 000/vnější karton

Adaptace na laboratorní automatizaci pomocí nosných zkumavek 55.525.003, 55.1571.

Minivette® POCT

Obrázek	Obj. č.	Preparace	Objem	Barevný kód	Balení
	17.2111.010	bez	10 µl		200/vnitřní karton • 2 000/vnější karton
	17.2111.020	bez	20 µl		200/vnitřní karton • 2 000/vnější karton
	17.2111.050	bez	50 µl		200/vnitřní karton • 2 000/vnější karton
	17.2111.100	bez	100 µl		200/vnitřní karton • 2 000/vnější karton
	17.2111.200	bez	200 µl		150/vnitřní karton • 1 500/vnější karton
	17.2112.020	lithium heparin, plazma	20 µl		200/vnitřní karton • 2 000/vnější karton
	17.2112.050	lithium heparin, plazma	50 µl		200/vnitřní karton • 2 000/vnější karton
	17.2112.100	lithium heparin, plazma	100 µl		200/vnitřní karton • 2 000/vnější karton
	17.2112.200	lithium heparin, plazma	200 µl		150/vnitřní karton • 1 500/vnější karton
	17.2113.020	EDTA, hematologie	20 µl		200/vnitřní karton • 2 000/vnější karton
	17.2113.050	EDTA, hematologie	50 µl		200/vnitřní karton • 2 000/vnější karton

Microvette® 100, 200, 300, 500

Obrázek	Obj. č.	Preparace	Objem	Tvar nádoby, uvnitř	Barevný kód	Balení
	20.1280	aktivátor srážení, sérum	100 µl	kónický		100/vnitřní karton • 1 000/vnější karton
	20.1282	lithium heparin, plazma	100 µl	kónický		100/vnitřní karton • 1 000/vnější karton
	20.1278	EDTA, hematologie	100 µl	cyklindrický		100/vnitřní karton • 1 000/vnější karton
	20.1290	aktivátor srážení, sérum	200 µl	kónický		100/vnitřní karton • 1 000/vnější karton
	20.1291	aktivátor srážení, sérum/gel	200 µl	cyklindrický		100/vnitřní karton • 1 000/vnější karton
	20.1292	lithium heparin, plazma	200 µl	kónický		100/vnitřní karton • 1 000/vnější karton
	20.1288	EDTA, hematologie	200 µl	cyklindrický		100/vnitřní karton • 1 000/vnější karton
	20.1289	fluorid, glukóza	200 µl	kónický		100/vnitřní karton • 1 000/vnější karton
	20.1308	aktivátor srážení, sérum	300 µl	kónický		100/vnitřní karton • 1 000/vnější karton
	20.1309	lithium heparin, plazma	300 µl	kónický		100/vnitřní karton • 1 000/vnější karton
	20.1307	fluorid, glukóza	300 µl	kónický		100/vnitřní karton • 1 000/vnější karton
	20.1343	aktivátor srážení, sérum	500 µl	cyklindrický		100/vnitřní karton • 1 000/vnější karton
	20.1344	aktivátor srážení, sérum/gel	500 µl	cyklindrický		100/vnitřní karton • 1 000/vnější karton
	20.1345	lithium heparin, plazma	500 µl	cyklindrický		100/vnitřní karton • 1 000/vnější karton
	20.1346	lithium heparin, plazma/gel	500 µl	cyklindrický		100/vnitřní karton • 1 000/vnější karton
	20.1341	EDTA, hematologie	500 µl	cyklindrický		100/vnitřní karton • 1 000/vnější karton

Adaptace na laboratorní automatizaci pomocí nosných zkumavek 55.525.003, 55.1571.

Microvette® CB 200 BSG

Obrázek	Obj. č.	Preparace	Objem	Barevný kód	Balení
	18.1325	citrát, rychlost FW krvinek	200 µl		50/vnitřní karton • 500/vnější karton

Sedimentační stojan BSG pro Microvette® CB 200 BSG

Obrázek	Obj. č.	Název	Balení
	90.1091	Sedimentační stojany se zadní stěnou se stupnicí	1/vnitřní karton • 1/vnější karton

Multivette® 600

Obrázek	Obj. č.	Preparace	Objem	Barevný kód	Balení
	15.1670	aktivátor srážení, sérum	600 µl		100/vnitřní karton • 1 000/vnější karton
	15.1674	aktivátor srážení, sérum/gel	600 µl		100/vnitřní karton • 1 000/vnější karton
	15.1673	lithium heparin, plazma	600 µl		100/vnitřní karton • 1 000/vnější karton
	15.1675	lithium heparin, plazma/gel	600 µl		100/vnitřní karton • 1 000/vnější karton
	15.1671	EDTA, hematologie	600 µl		100/vnitřní karton • 1 000/vnější karton
	15.1672	fluorid, glukóza	600 µl		100/vnitřní karton • 1 000/vnější karton

Adaptace na laboratorní automatizaci: Obj. č. nosných zkumavek 55.1577.

Zkumavky s dvojitým dnem

Obrázek	Obj. č.	Provedení	obj.	Délka/Ø mm	Dno zkumavky	Balení
	60.614.010	bez uzávěru	2,5 ml	75 x 13	kulaté	1 000/sáčků • 2 000/vnější karton
	60.614.011	integrováný uzávěr	2,5 ml	75 x 13	kulaté	100/sáčků • 1 000/vnější karton
	60 617 010*	bez uzávěru, bez tlaku	3,5 ml	92 x 13	kulaté	100/sáčků • 1 000/vnější karton
	62 617*	integrováný uzávěr, s tlakem	3,5 ml	92 x 13	kulaté	100/sáčků • 1 000/vnější karton
	60.612.010*	bez uzávěru, bez tlaku	5,0 ml	92 x 15,3	kulaté	100/sáčků • 1 000/vnější karton
	62 612*	integrováný uzávěr, s tlakem	5,0 ml	92 x 15,3	kulaté	100/sáčků • 1 000/vnější karton

*K dispozici také zkumavky s rovným dnem. Viz katalog

Vhodné zátky / šroubovací zátky pro zkumavky s dvojitým dnem

Obrázek	Obj. č.	Provedení	Vhodná pro	Balení
	65.647	Archivační zátká	2,5 ml / 3,5 ml / 5 ml	1 000/sáčků • 5 000/vnější karton
	65.647.020	Archivační zátká s filtrem	2,5 ml / 3,5 ml / 5 ml	1 000/sáčků • 5 000/vnější karton
	65.806	Zatlačovací zátká	2,5 ml / 3,5 ml	1 000/sáčků • 10 000/vnější karton
	65.803	Zatlačovací zátká	5 ml	1 000/sáčků • 5 000/vnější karton
	65.1379	Univerzální zátká	2,5 ml / 3,5 ml / 5 ml	1 000/sáčků • 10 000/vnější karton
	65.163	Šroubovací zátká	2,5 ml	1 000/sáčků • 5 000/vnější karton
	65.728	Šroubovací zátká	3,5 ml	1 000/sáčků • 5 000/vnější karton
	65.645	Šroubovací zátká	5 ml	1 000/sáčků • 5 000/vnější karton
	65.729	Šroubovací zátká	5 ml	1 000/sáčků • 5 000/vnější karton

Kontejnery Multi-Safe na materiál určený k likvidaci


Obrázek	Obj. č.	Název	Objem	Balení
	77.3890.002	Multi-Safe sani 200	0,2 l	110/vnější karton
	77.3891.015	Multi-Safe quick 1500	1,5 l	120/vnější karton
	77.3894.021	Multi-Safe twin 2100	2,1 l	100/vnější karton
	77.3895.005	Multi-Safe opti 500 T	0,5 l	110/vnější karton
	77.3898.106	Multi-Safe medi 6 s držadlem	6 l	576/paleta

Další velikosti na vyžádání, viz také prospekt 15.636.



Urin-Monovette®

Obrázek	Obj. č.	Objem	Délka/Ø mm	Balení
	10.258	8,5 ml	92 x 15	64/sáček • 512/vnější karton
	10.258.020	8,5 ml	92 x 15	100/vnitřní karton • 500/vnější karton, sterilně po jednom kusu
	10.252	10 ml	102 x 15	64/sáček • 512/vnější karton
	10.252.020	10 ml	102 x 15	100/vnitřní karton • 500/vnější karton, sterilně po jednom kusu


Urin-Monovette® na odběr moči, se stabilizátorem

Obrázek	Obj. č.	Objem	Délka/Ø mm	Balení
	10.253	10 ml	102 x 15	64/sáček • 512/vnější karton
	10.253.020	10 ml	102 x 15	100/vnitřní karton • 500/vnější karton, sterilně po jednom kusu


Zkumavky s kónickým dnem, zatláčovací zátkou

Obrázek	Obj. č.	Materiál	Objem	Délka/Ø mm	Zátka (objednává se zvlášť)	Balení
	57.462 se stupnicí	PS	12 ml	110 x 17	65.793	500/sáček • 1 000/vnější karton
	57.527 se stupnicí	PP			65.816	
	57.469	PS	10 ml	95 x 16,8	65.793	500/sáček • 1 000/vnější karton
	57.519	PP			65.816	
					65.720	

Zkumavky s kónickým dnem, šroubovacím uzávěrem, stupnicovým dělením a popisovacím polem

Obrázek	Obj. č.	Materiál	Objem	Délka/Ø mm	Provedení	Balení
	62.553.041	PS	15 ml	120 x 17	žlutý uzávěr, integrovaný	50/sáček • 500/vnější karton
	62.553.542	PS	15 ml	120 x 17	žlutý uzávěr, integrovaný, sterilní, bez pyrogenů	50/sáček • 500/vnější karton
	62.9924.284	PP	10 ml	100 x 16	žlutý uzávěr, integrovaný, sterilní	100/sáček • 1 000/vnější karton


Zkumavky s kónickým dnem, stojící, se šroubovacím uzávěrem

Obrázek	Obj. č.	Materiál	Objem	Délka/Ø mm	Provedení	Balení
	60.9921.830	PS	10 ml	97 x 16	žlutý uzávěr, integrovaný	100/sáček • 1 000/vnější karton
	60.9921.829	PS	10 ml	97 x 16	žlutý uzávěr, integrovaný, sterilní	100/sáček • 1 000/vnější karton

Pohárek 125 ml, vysoce transparentní

Obrázek	Obj. č.	Materiál	Výška/Ø mm	Balení	
	75.1355	PP	67 x 66	1 000 sáčků/vnější karton	
	75.1355.100	PP	67 x 66	100/sáček • 1 000/vnější karton	
Uzávěr na zacvaknutí, červený					
	Obj. č.	Provedení	Materiál	ks/sáček	Balení
	76.1477	s hubicí	PE	1 000	1 000 sáčků/vnější karton
	76.1477.100	s hubicí	PE	100	
	76.1414	bez hubice	PE	1 000	
	76.1414.100	bez hubice	PE	100	

Pohárek 100 ml, transparentní, se šroubovacím uzávěrem v zelené barvě

Obrázek	Obj. č.	Provedení	Materiál	Výška/Ø mm	Balení
	75.1354.001	Pohárek s přiloženým víčkem	PP/HD-PE	74 x 58	víčko 100/sáček pohárek 25/stoh

Pohárek 100 ml, transparentní, se šroubovacím bezbarvým uzávěrem

Obrázek	Obj. č.	Provedení	Materiál	Výška/Ø mm	Balení
	75.563	Pohárek samostatný bez víčka	PP	72 x 62	50/sáček • 500/vnější karton
	76.564	Samostatné víčko	HD-PE	14 x 62	50/sáček • 500/vnější karton
	75.562.105	Pohárek s integrovaným víčkem, sterilní, se zajišťovací etiketou	PP/HD-PE	73 x 62	5/sáček • 200/vnější karton
	75.562.005	Pohárek s integrovaným víčkem, sterilní, se zajišťovací etiketou	PP/HD-PE	73 x 62	5/sáček • 200/vnější karton
	75.562.300	Pohárek s přiloženým víčkem	PP/HD-PE	72 x 62	50/sáček • 250/vnější karton


Pohárek 70 ml, transparentní, s integrovaným šroubovacím uzávěrem ve žluté barvě

Obrázek	Obj. č.	Provedení	Materiál	Výška/Ø mm	Balení
	75.9922.744	integrovaný uzávěr	PP/HD-PE	55 x 44	250/sáček • 500/vnější karton
	75.9922.745	integrovaný uzávěr, se standardní etiketou	PP/HD-PE	55 x 44	250/sáček • 500/vnější karton
	75.9922.721	integrovaný uzávěr, se standardní etiketou	PP/HD-PE	55 x 44	25/sáček • 100/vnější karton jednotlivě sterilně


Zkumavka na stolici, transparentní, s hnědým šroubovacím uzávěrem a integrovanou lopatkou

Obrázek	Obj. č.	Provedení	Materiál zkumavky	Délka/Ø mm	Balení
	80.622	sterilní	PP	107 x 25	50/sáček • 400/vnější karton
	80.622.111	nesterilní	PP	107 x 25	250/sáček • 500/vnější karton
	80.623	sterilní	PP	101 x 16,5	500/sáček • 500/vnější karton
	80.623.111	nesterilní	PP	101 x 16,5	500/sáček • 500/vnější karton
	80.734.001	sterilní	PP	76 x 20	100/sáček • 500/vnější karton
	80.734	nesterilní	PP	76 x 20	100/sáček • 500/vnější karton
	80.734.311	sterilní, s etiketou	PP	76 x 20	100/sáček • 500/vnější karton
	80.734.301	nesterilní, s etiketou	PP	76 x 20	100/sáček • 500/vnější karton
	80.734.401	nesterilní, s etiketou	bílý PP	76 x 20	100/sáček • 500/vnější karton


Zkumavka na stolici, bílá, s hnědým šroubovacím uzávěrem a integrovanou lopatkou

Obrázek	Obj. č.	Provedení	Materiál zkumavky	obj. ml	Délka/Ø mm	Balení
	80.9924.014	bílá s hnědým víčkem a etiketou	PP	25	54 x 28	50/sáček • 500/vnější karton
	80.9924.027	bílá s hnědým víčkem a etiketou	PP	70	55 x 44	250/sáček • 500/vnější karton

Zkumavky pro odběr likvoru

Obrázek	Obj. č.	Název	Materiál zkumavky	obj. ml	Délka/Ø mm	Balení
	10.252.027	Monovette® Liquor	PP	10	102 x 15	100/vnitřní karton • 500/vnější karton jednotlivě sterilně
	60.9924.952	Zkumavka s integrovaným šroubovacím uzávěrem, s natištěnou stupnicí a číslovacími čtverečky pro zaškrťování	SAN/HD-PE	12	99 x 16	4/sáček • 100/vnější karton sada po 4, sterilní
	62.610.018	Zkumavka s integrovaným šroubovacím uzávěrem, s natištěnou stupnicí, „likvor“	PP	10	92 x 15,3	100/vnitřní karton • 500/vnější karton jednotlivě sterilně

Zkumavky pro odběr punktátu

Obrázek	Obj. č.	Název	Materiál zkumavky	Objem ml	Délka/Ø mm	Balení
	62.554.502	Zkumavka s integrovaným červeným šroubovacím uzávěrem, se špičatým dnem, bez pyrogenů	PP	15	120 x 17	50/sáček • 500/vnější karton sterilní
	60.540.108	Zkumavka s integrovaným šroubovacím uzávěrem	PP	13	101 x 16,5	100/vnitřní karton • 500/vnější karton jednotlivě sterilně

Výtěrová tyčinka neutrální, sterilní – k použití na intaktní kůži a v přirozených tělesných otvorech

Obrázek	Obj. č.	Délka/Ø mm	Materiál tyčinky/délka mm	Materiál tamponu	Balení
	80.625	101 x 16,5	plast/85	bavlna	500/sáček • 500/vnější karton sterilní
	80.628	130 x 17	dřevo/120	bavlna	100/sáček • 500/vnější karton sterilní
	80.1301.500	165 x 13	plast/150	viskóza	500 vnitřní karton • 2 000/vnější karton sterilní
	80.1303.500	165 x 13	hliník/150	viskóza	500 vnitřní karton • 2 000/vnější karton sterilní

Výtěrová tyčinka s médiem Amies, balená sterilně po jedné


Obrázek	Obj. č.	Délka/Ø mm	Materiál tyčinky/délka mm	Materiál tamponu	Balení
	80.1361.500	165 x 13	plast/150	viskóza	100 vnitřní karton • 600/vnější karton jednotlivě sterilně
	80.1363.500	165 x 13	hliník/150	viskóza	100 vnitřní karton • 600/vnější karton jednotlivě sterilně
Stěrová tyčinka s médiem Amies, balená sterilně po jedné					
Obj. č.	Délka/Ø mm	Materiál tyčinky/délka mm	Materiál tamponu	Balení	
80.1362.500	165 x 13	plast/150	viskóza	100 vnitřní karton • 600/vnější karton jednotlivě sterilně	
80.1366.500	165 x 13	hliník/150	viskóza	100 vnitřní karton • 600/vnější karton jednotlivě sterilně	

Stohovací blokový stojan s madlem a bez madla

Obrázek	Obj. č.	Název	Barva	Balení
	93.852	Blokový stojan D17 - pro zkumavky do Ø 17 mm	šedá	20/vnější karton
	93.852.171	Blokový stojan D17 - pro zkumavky do Ø 17 mm	červená	20/vnější karton
	93.852.172	Blokový stojan D17 - pro zkumavky do Ø 17 mm	žlutá	20/vnější karton
	93.852.173	Blokový stojan D17 - pro zkumavky do Ø 17 mm	zelená	20/vnější karton
	93.852.174	Blokový stojan D17 - pro zkumavky do Ø 17 mm	modrá	20/vnější karton
	93.852.175	Blokový stojan D17 - pro zkumavky do Ø 17 mm	oranžová	20/vnější karton
	93.851	Blokový stojan D17 - s madlem pro zkumavky do Ø 17 mm	šedá	12/vnější karton
	93.851.171	Blokový stojan D17 - s madlem pro zkumavky do Ø 17 mm	červená	12/vnější karton
	93.851.172	Blokový stojan D17 - s madlem pro zkumavky do Ø 17 mm	žlutá	12/vnější karton
	93.851.173	Blokový stojan D17 - s madlem pro zkumavky do Ø 17 mm	zelená	12/vnější karton
	93.851.174	Blokový stojan D17 - s madlem pro zkumavky do Ø 17 mm	modrá	12/vnější karton
	93.851.175	Blokový stojan D17 - s madlem pro zkumavky do Ø 17 mm	oranžová	12/vnější karton

Další modely k dispozici, viz také prospekt 10.225 a 10.458.

Kryt proti odpařování


Obrázek	Obj. č.	Název	Balení
	93.857	Kryt pro blokový stojan D17, světle šedý	25/vnější karton
	65.648	Čepička na ochranu proti odpařování pro S-Monovette® Ø 15 mm	1 000/sáček • 5 000/vnější karton
	65.1379	Univerzální zátky pro zkumavky Ø 12 až 16 mm, přírodní, (další barvy na vyžádání)	1 000/sáček • 10 000/vnější karton
	65.647	Archivační zátky pro zkumavky Ø 13 až 16 mm, světle modrá	1 000/sáček • 5 000/vnější karton

Skladovací zamrazovací papírové boxy odolné proti chladu (až -80 °C) s víkem a rastrovou vložkou

Obrázek	Obj. č.	Absorpční schopnost	Formát	Rozměry v mm	Pro max. Ø zkumavek	Pro délku v mm	Balení
	95.64.997	100	10 x 10	135 x 135 x 45 pro zkumavky 1,5 a 2 ml	12 mm	36 - 45	120/vnější karton
	95.64.981	81	9 x 9	135 x 135 x 45 pro zkumavky 1,5 a 2 ml	13 mm	36 - 45	120/vnější karton
	95.64.982	81	9 x 9	135 x 135 x 56 (vysoké provedení)	13 mm	35 - 56	96/vnější karton
	95.64.924	144	12 x 12	135 x 135 x 28 pro nádoby 0,2 ml	9,5 mm	19 - 26	216/vnější karton
	95.64.923	100	10 x 10	135 x 135 x 34 pro nádoby 0,5 ml	12 mm	29 - 34	156/vnější karton
	95.64.922	49	7 x 7	152 x 152 x 130 pro zkumavky 15 ml	20 mm	88,5 - 129	27/vnější karton
	95.64.916	16	4 x 4	148 x 148 x 118 pro zkumavky 50 ml	34 mm	89 - 115	30/vnější karton

Minimální odběr: 10 kusů

Pro interní přepravu vzorků


Obrázek	Obj. č.	Název	Balení/karton
	95.1720	Přepavní kufřík 360 x 310 x 275 mm s vložkou pro 2 blokové stojany D13 nebo D17 až na 100 vzorků	1
	95.1720.011	Přepavní kufřík 270 x 170 x 215 mm s transparentním víkem a světle šedým spodkem, vhodný pro 1 blokový stojan D17 na 50 vzorků	1

Další přepravní a zasílací systémy: viz prospekt 10.458.

Pořadí odběru krve*čárový kód pro etiketování

Krevní kultivace




-  Citrátová krev
-  Sérum
krev se sérovým gelem
-  Heparinová /
krev s heparinovým
gelem
-  Krev s EDTA
-  Fluoridová krev/
GlucoEXACT



*Pokud se má nejdříve nabírat citrátová zkumavka, doporučujeme před tím nabrat prázdnou zkumavku.
*Doporučení podle standardu CLSI H3-A6: „Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard – Sixth Edition“

Manipulace se vzorky

SPRÁVNĚ naplnit pro
správné výsledky

-  Citrát
-  FW
-  EDTA


8 - 10 x otočit
heparin/EDTA/fluorid/citrát



SPRÁVNĚ uložení po odběru krve:
S-Monovette® se sérum/sérovým
gelem nechte 30 min. rovně stát



Mohlo by Vás zajímat ...



Order No.: 20.453



Order No.: 20.219



Obj. číslo: 56.412



Order No.: 20.419



Order No.: 20.458

*Máte-li nějaké dotazy:
Rádi Vám pomůžeme!*

*Navštivte také naše internetové stránky:
www.sarstedt.com*

 **SARSTEDT**

56_656_0100_1100

Tato publikace může obsahovat informace o produktech, které nemusí být dostupné v každém státě

Technické změny vyhrazeny

Sarstedt spol. s r.o.
Pod Pekárnami 338/12
190 00 PRAHA 9
Tel: +420 281 021 491
Fax: +420 281 021 495
info.cz@sarstedt.com
www.sarstedt.com