

# Veterinárna medicína

Komplexné riešenie pre odber vzoriek vo veterinárnej medicíne





*Laboratórne vyšetrenia u malých zvierat, ako sú psy a mačky, sú dnes bežnou súčasťou veterinárnej praxe. Malým aj veľkým pacientom spoločnosť SARSTEDT ponúka ideálne riešenia prispôsobené najrôznejším podmienkam.*

*Napríklad S-Monovette® je perfektným riešením pre šetrný odber krvi u psov. Prípadne môžete zvoliť odber krvi odkvapkaním do preparovanej odberovej skúmavky.*







*Laboratórne vyšetrenia u veľkých a úžitkových zvierat patria už dlho k štandardu. Najvyššiu kvalitu vzoriek zaručuje šetrný odber krvi pomocou S-Monovette®, prípadne Monovette® Luer.*

*Pre bezpečný a spoľahlivý odber a čistú manipuláciu u koní a úžitkových zvierat existujú vhodné riešenia.*

*Na použitie pri úradných vyšetreniach úžitkových zvierat bola vyvinutá skúmavka Monovette® VetMed s dvojitým čiarovým kódom pre jednoznačnú a rýchlu identifikáciu.*

*Vysokorýchlostný triediaci modul High Speed Sorter optimalizovaný pre veterinárnu medicínu zaisťuje rýchlu prípravu vzoriek a neskoršiu archiváciu.*







*Správna voľba aj u najmenších pacientov: Sarstedt ponúka mnoho riešení pre mimoriadne požiadavky kladené na odber krvi malých cicavcov, vtákov a plazov:*

- *Microvette® aj v kombinácii s mikroihlou*
- *Multivette® 600 pre jednoduchý venózný odber krvi samovoľným nakvapkaním*
- *Preparovaná odberová mikroskúmavka v kombinácii s mikroihlou*







*Praktické zberné nádoby umožňujú ľahký odber dostatočného množstva stolice.*





Z dôvodu rozdielných požiadaviek v oblasti analýz moču existujú popri skúmavke *Urin-Monovette*<sup>®</sup> so stabilizátorom, ktorá slúži aj k odberu sedimentu, taktiež skúmavka *Urin-monovette*<sup>®</sup> so stabilizátorom na bakteriologické vyšetrenie moču.

Program dopĺňajú klasické produkty ako sú skúmavky na moč so špicatým dnom a kelímky na moč.





*Zvláštny odberový materiál, ako je punktát a likvor, vyžadujú vhodné nádoby na vzorky, ktoré zaručia najkvalitnejšie laboratórne výsledky.*















*Komplexné riešenie pre racionálne skladovanie, ukladanie rezerv, zasielanie vzoriek aj likvidáciu.*



## S-Monovette®

Obrázok	Objednávacie č.	Preparácia	Objem	Dĺžka/Ø*	Farba	Balenie
	01.1601	Aktivátor zrážania, Sérum	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/krabička • 500/kartón
	03.1397		5,5 ml	75 mm x 15 mm		50/krabička • 500/kartón
	04.1934		4,9 ml	90 mm x 13 mm		50/krabička • 500/kartón
	04.1924		4,0 ml	75 mm x 13 mm		50/krabička • 500/kartón
	04.1904		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/krabička • 500/kartón
	05.1557.001		2,7 ml	66 mm x 11 mm		50/krabička • 500/kartón
06.1663.001	1,2 ml	66 mm x 8 mm	50/krabička • 500/kartón			
	01.1602	Aktivátor zrážania, Sérum gél	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/krabička • 500/kartón
	03.1524		4,7 ml	75 mm x 15 mm		50/krabička • 500/kartón
	04.1935		4,9 ml	90 mm x 13 mm		50/krabička • 500/kartón
	04.1925		4,0 ml	75 mm x 13 mm		50/krabička • 500/kartón
	04.1905		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/krabička • 500/kartón
	06.1667.001		1,1 ml	66 mm x 8 mm		50/krabička • 500/kartón
	01.1604	Lítium heparín Plazma	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/krabička • 500/kartón
	03.1628		5,5 ml	75 mm x 15 mm		50/krabička • 500/kartón
	04.1936		4,9 ml	90 mm x 13 mm		50/krabička • 500/kartón
	04.1929.001		2,7 ml	75 mm x 13 mm		50/krabička • 500/kartón
	04.1906		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/krabička • 500/kartón
	05.1106		4,5 ml	92 mm x 11 mm		50/krabička • 500/kartón
	05.1553		2,7 ml	66 mm x 11 mm		50/krabička • 500/kartón
	06.1666.001		1,2 ml	66 mm x 8 mm		50/krabička • 500/kartón
	01.1634	Lítium heparín gél, Plazma gél	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/krabička • 500/kartón
	03.1631.001		4,7 ml	75 mm x 15 mm		50/krabička • 500/kartón
	04.1940		4,9 ml	90 mm x 13 mm		50/krabička • 500/kartón
	04.1928		2,7 ml	75 mm x 13 mm		50/krabička • 500/kartón
	04.1907		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/krabička • 500/kartón
	06.1669.001		1,1 ml	66 mm x 8 mm		50/krabička • 500/kartón
	01.1605.001	EDTA, hematológia	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/krabička • 500/kartón
	03.1068		4,0 ml	75 mm x 15 mm		50/krabička • 500/kartón
	04.1931		4,9 ml	90 mm x 13 mm		50/krabička • 500/kartón
	04.1914		3,4 ml	65 mm x 13 mm		50/krabička • 500/kartón
	04.1917		2,7 ml	75 mm x 13 mm		50/krabička • 500/kartón
	04.1901		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/krabička • 500/kartón
	05.1167		2,7 ml	66 mm x 11 mm		50/krabička • 500/kartón
	06.1664.001		1,2 ml	66 mm x 8 mm		50/krabička • 500/kartón
	04.1918	Fluorid, glukóza	2,7 ml	75 mm x 13 mm		50/krabička • 500/kartón
	04.1903		2,6 ml	65 mm x 13 mm		50/krabička • 500/kartón
	05.1073		2,7 ml	66 mm x 11 mm		50/krabička • 500/kartón
	06.1665.001		1,2 ml	66 mm x 8 mm		50/krabička • 500/kartón
	01.1606.001	Citrát, zrážanie	8,2 ml	92 mm x 15 mm		50/krabička • 500/kartón
	04.1919		3,0 ml	75 mm x 13 mm		50/krabička • 500/kartón
	04.1922		4,3 ml	75 mm x 13 mm		50/krabička • 500/kartón
	04.1902		2,9 ml	65 mm x 13 mm		50/krabička • 500/kartón
	05.1071		5,0 ml	92 mm x 11 mm		50/krabička • 500/kartón
	05.1165		3,0 ml	66 mm x 11 mm		50/krabička • 500/kartón
	06.1668.001		1,4 ml	66 mm x 8 mm		50/krabička • 500/kartón

### Špeciálna S-Monovette®

	01.1604.400**	Analyza kovov	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/krabička • 500/kartón
	05.1168.001	ThromboExact	2,7 ml	66 mm x 11 mm		50/krabička • 500/kartón

\* Pre skúmavky s  $\varnothing$  8 mm: Prispôsobenie pre laboratórne prístroje s prenosnými skúmavkami 55.1570, 55.1572, 55.1571.

\*\* Odporúčame iba v kombinácii so Safety ihlou 85.1162.600.

## Monovette® Luer

Obrázok	Objednávacie č.	Preparácia	Objem	Dĺžka/Ø	Farba	Balenie
	02.263	Aktivátor zrážania, Sérum	9,0 ml	92 mm x 16 mm		50/krabička • 500/kartón
	05.274	Sérum	4,5 ml	92 mm x 11 mm		50/krabička • 500/kartón
	02.261	Aktivátor zrážania, Sérum gél	9,0 ml	92 mm x 16 mm		50/krabička • 500/kartón
	09.315.001	Lítium heparín Plazma	25,0 ml	97 mm x 25 mm		42/kont. • 210/kartón
	02.265		9,0 ml	92 mm x 16 mm		50/krabička • 500/kartón
	05.276.001		4,5 ml	92 mm x 11 mm		50/krabička • 500/kartón
	02.267.001	EDTA, hematológia	9,0 ml	92 mm x 16 mm		50/krabička • 500/kartón
	09.225	bez	25,0 ml	97 mm x 25 mm		50/vrecko • 250/kartón

## Monovette® VetMed s etiketou s dvojitým čiarovým kódom, typ 128

Obrázok	Objednávacie č.	Preparácia	Objem	Dĺžka/Ø	Farba	Balenie
	09.207.xxx	Aktivátor zrážania, Sérum	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/krabička • 500/kartón
	09.208.xxx	EDTA, hematológia	7,5 ml	92 mm x 15 mm		50/krabička • 500/kartón

## S-Sedivette® pre meranie rýchlosti sedimentácie krviniek

Obrázok	Objednávacie č.	Preparácia	Objem	Dĺžka/Ø	Farba	Balenie
	06.1690.001	Citrát, rýchlosť sedimentácie krviniek	3,5 ml	130 mm x 8 mm		50/krabička • 500/kartón

### Stojan na sedimentáciu pre S-Monovette®

Objednávacie č.	Označenie	Balenie
90.1090	Stojan na sedimentáciu so stupnicou na zadnej stene	1/krabička • 1/kartón

## Blood gas Monovette® pre krvné plyny, Luer

Obrázok	Objednávacie č.	Preparácia	Objem	Farba	Balenie
	05.1146	Ca <sup>2+</sup> balančný heparín, krvné plyny	1 ml		50/krabička • 500/kartón
	05.1146.020	Ca <sup>2+</sup> balančný heparín, krvné plyny	1 ml		100/krabička • 500/kartón jednotlivito sterilne balené
	05.1147	Ca <sup>2+</sup> balančný heparín, krvné plyny	2 ml		50/krabička • 500/kartón
	05.1147.020	Ca <sup>2+</sup> balančný heparín, krvné plyny	2 ml		100/krabička • 500/kartón jednotlivito sterilne balené
	05.1147.028	Ca <sup>2+</sup> balančný heparín, krvné plyny s membránovým adaptérom	2 ml		100/krabička • 500/kartón jednotlivito sterilne balené

## Luer ihly

Obrázok	Objednávacie č.	Názov	Ø/dĺžka	Farba	Balenie
	85.993	Luer ihla, 23G x 1"	0,6 mm/25 mm		100/krabička • 2 000/kartón
	85.926	Luer ihla, 16G x 1"	1,6 mm/25 mm		100/krabička • 2 000/kartón
	Na vyžiadanie	Luer ihla	2 mm/100 mm		Na vyžiadanie

Ďalšie veľkosti, ako aj Safety kanyly na vyžiadanie.

## Adaptér – spojenie S-Monovette® s inými systémami

Obrázok	Objednávacie č.	Názov	Balenie
	14.1112	Membránový adaptér umožňuje prispôsobenie ihly S-Monovette® alebo ihly Multifly® na Luer systém, napr. Blood-Gas-Monovette® na krvné plyny	100/krabička. • 1 000/kartón. jednotlivito sterilne balené
	14.1205	Multi adaptér Luer umožňuje prispôsobenie Luer systému (katéter, motýlik, atď.) pre S-Monovette®	100/krabička. • 1 000/kartón. jednotlivito sterilne balené
	14.1205.100	Multi adaptér Luer-Lock umožňuje prispôsobenie Luer systému (katéter, motýlik, atď.) pre S-Monovette®	100/krabička. • 1 000/kartón. jednotlivito sterilne balené

## Bezpečnostné Safety ihly pre S-Monovette®

Obrázok	Objednávacie č.	Názov	Ø/dĺžka mm	Farba	Balenie
	85.1372	Ihla 20G x 1", č. 1	0,9/25		100/krabička • 1 000/kartón jednotlivo sterilne balené
	85.1160.200	Safety ihla 20G x 1½", č. 1	0,9/38		50/krabička • 500/kartón jednotlivo sterilne balené
	85.1160	Ihla 20G x 1½", č. 1	0,9/38		100/krabička • 1 000/kartón jednotlivo sterilne balené
	85.1373	Ihla 21G x 1", č. 2	0,8/25		100/krabička • 1 000/kartón jednotlivo sterilne balené
	85.1162.200	Safety ihla 21G x 1½", č. 2	0,8/38		50/krabička • 500/kartón jednotlivo sterilne balené
	85.1162	Ihla 21G x 1½", č. 2	0,8/38		100/krabička • 1 000/kartón jednotlivo sterilne balené
	85.1162.600* pre analytiku kovov	Safety ihla 21G x 1½", č. 2	0,8/38		50/krabička • 500/kartón jednotlivo sterilne balené
	85.1441	Ihla 22G x 1", č. 12	0,7/25		100/krabička • 1 000/kartón jednotlivo sterilne balené

\* Odporúčame iba v kombinácii s S-Monovette® pre analytiku kovov 01.1604.400.

## Bezpečnostná Safety-Multifly® ihla pre S-Monovette®

Obrázok	Objednávacie č.	Názov	Ø/dĺžka mm	Dĺžka hadičky	Farba	Balenie
	85.1637.235	Safety-Multifly® ihla 20 G x ¼", č. 1	0,9/19	200 mm		100/krabička • 400/kartón jednotlivo sterilne balené
	85.1637.035	Multifly® ihla 20 G x ¼", č. 1	0,9/19	200 mm		100/krabička • 400/kartón jednotlivo sterilne balené
	85.1638.235	Safety-Multifly® ihla 21 G x ¼", č. 2	0,8/19	200 mm		100/krabička • 400/kartón jednotlivo sterilne balené
	85.1638.035	Multifly® ihla 21 G x ¼", č. 2	0,8/19	200 mm		100/krabička • 400/kartón jednotlivo sterilne balené
	85.1640.235	Safety-Multifly® ihla 23 G x ¼", č. 16	0,6/19	200 mm		100/krabička • 400/kartón jednotlivo sterilne balené
	85.1640.035	Multifly® ihla 23 G x ¼", č. 16	0,6/19	200 mm		100/krabička • 400/kartón jednotlivo sterilne balené
	85.1642.235	Safety-Multifly® ihla 25 G x ¼", č. 18	0,5/19	200 mm		100/krabička • 400/kartón jednotlivo sterilne balené

Multifly®- a Safety-Multifly® kanyly s dĺžkou hadičky 80 mm sú taktiež k dispozícii.

## Mikro ihla


Obrázok	Objednávacie č.	Názov	Ø/dĺžka	Farba	Balenie
	85.921	Mikro ihla 21G x 3/4"	0,8 mm/36 mm (Hĺbka vpichu 19 mm)		50/krabička • 500/kartón
	85.923	Mikro ihla 23G x 3/4"	0,6 mm/36 mm (Hĺbka vpichu 19 mm)		50/krabička • 500/kartón
	85.925	Mikro ihla 25G x 3/4"	0,5 mm/36 mm (Hĺbka vpichu 19 mm)		50/krabička • 500/kartón

## Skúmavky na vzorky s guľatým dnom z PP, so zatlačiacim uzáverom a štítkom

Obrázok	Objednávacie č.	Preparácia	Objem	Dĺžka/Ø mm	Farba	Balenie
	29.373.004	Aktivátor zrážania, Sérum	7 ml	100 x 13		100 / vrečko • 1 000 / kartón
	32.329	Aktivátor zrážania, Sérum	4,5 ml	75 x 13		100 / vrečko • 1 000 / kartón
	32.311.001	Aktivátor zrážania, Sérum gél	4,4 ml	75 x 13		100 / vrečko • 1 000 / kartón
	32.331	Lítium heparín, plazma	4,5 ml	75 x 13		100 / vrečko • 1 000 / kartón
	32.332	EDTA, hematológia	5 ml	75 x 13		100 / vrečko • 1 000 / kartón
	38.346	EDTA, hematológia	2 ml	55 x 12		100 / vrečko • 2 000 / kartón
	32.333	Fluorid, glukóza	2 ml	75 x 13		100 / vrečko • 1 000 / kartón
	32.525.326	Citrát, zrážanie	5 ml	75 x 13		100/kont. • 500/kartón








Ďalšie skúmavky na požiadanie.

## Reagenčná skúmavka so závesným zatlačiacim uzáverom z PP

Obrázok	Objednávacie č.	objem	Dĺžka/Ø mm	Farba	Balenie
	72.691	2,0 ml	40 x 10,8	bezfarebné	500 / vrecko • 5 000 / kartón









Ďalšie skúmavky pozri katalóg

## Mikro skúmavky na vzorky so závesným zatlačiacim uzáverom a transparentným štítkom

Obrázok	Objednávacie č.	Preparácia	Objem	Dĺžka/Ø mm	Farba	Balenie
	41.1501.005*	Aktivátor zrážania, Sérum	1,3 ml	40 x 10,8		100/vrecko • 1 000/ kartón
	41.1500.005*	Aktivátor zrážania, Sérum gél	1,1 ml	40 x 10,8		100/vrecko • 1 000/ kartón
	41.1503.005*	Lítium heparín, plazma	1,3 ml	40 x 10,8		100/vrecko • 1 000/ kartón
	41.1504.005*	EDTA, hematológia	1,3 ml	40 x 10,8		100/vrecko • 1 000/ kartón
	41.1505.005*	Fluorid, glukóza	1,3 ml	40 x 10,8		100/vrecko • 1 000/ kartón
	41.1506.005 41.1506 41.1506.002	Citrát, zrážanie	1,3 ml 1,0 ml 0,5 ml	40 x 10,8		100/kont. • 1 000/ kartón













\*Vyhotovenie dostupné aj s papierovým štítkom: Koncové číslo .015.

## Mikro skúmavky na vzorky s uzáverom so závitom a papierovým štítkom

Obrázok	Objednávacie č.	Preparácia	Objem	Dĺžka/Ø mm	Farba	Balenie
	41.1392.005	Aktivátor zrážania, Sérum	1,3 ml	45 x 10,8		100/vrecko • 1 000/ kartón
	41.1378.005	Aktivátor zrážania, Sérum gél	1,1 ml	45 x 10,8		100/vrecko • 1 000/ kartón
	41.1393.005	Lítium heparín, plazma	1,3 ml	45 x 10,8		100/vrecko • 1 000/ kartón
	41.1395.005	EDTA, hematológia	1,3 ml	45 x 10,8		100/vrecko • 1 000/ kartón
	41.3395.005	EDTA, hematológia Uzáver so závitom s membránou pre priamu adaptáciu	1,3 ml	45 x 10,8		100/vrecko • 1 000/ kartón
	41.1394.005	Fluorid, glukóza	1,3 ml	45 x 10,8		100/vrecko • 1 000/ kartón
	41.1350.005	Citrát, zrážanie	1,3 ml	45 x 10,8		100/vrecko • 1 000/ kartón

Prispôbenie pre laboratórne prístroje prepravnými skúmavkami 55.525.003, 55.1571.

## Minivette® POCT

Obrázok	Objednávacie č.	Preparácia	Objem	Farba	Balenie
	17.2111.010	bez	10 µl		200/ krabička • 2 000/ kartón
	17.2111.020	bez	20 µl		200/ krabička • 2 000/ kartón
	17.2111.050	bez	50 µl		200/ krabička • 2 000/ kartón
	17.2111.100	bez	100 µl		200/ krabička • 2 000/ kartón
	17.2111.200	bez	200 µl		150/ krabička • 1 500/ kartón
	17.2112.020	Lítium heparín, plazma	20 µl		200/ krabička • 2 000/ kartón
	17.2112.050	Lítium heparín, plazma	50 µl		200/ krabička • 2 000/ kartón
	17.2112.100	Lítium heparín, plazma	100 µl		200/ krabička • 2 000/ kartón
	17.2112.200	Lítium heparín, plazma	200 µl		150/ krabička • 1 500/ kartón
	17.2113.020	EDTA, hematológia	20 µl		200/ krabička • 2 000/ kartón
	17.2113.050	EDTA, hematológia	50 µl		200/ krabička • 2 000/ kartón

## Microvette® 100, 200, 300, 500

Obrázok	Objednávacie č.	Preparácia	Objem	Tvar vnútornej skúmavky	Farba	Balenie
	20.1280	Aktivátor zrážania, Sérum	100 µl	kónický		100/ krabička • 1 000/ kartón
	20.1282	Lítium heparín, plazma	100 µl	kónický		100/ krabička • 1 000/ kartón
	20.1278	EDTA, hematológia	100 µl	cyklindrický		100/ krabička • 1 000/ kartón
	20.1290	Aktivátor zrážania, Sérum	200 µl	kónický		100/ krabička • 1 000/ kartón
	20.1291	Aktivátor zrážania, Sérum gél	200 µl	cyklindrický		100/ krabička • 1 000/ kartón
	20.1292	Lítium heparín, plazma	200 µl	kónický		100/ krabička • 1 000/ kartón
	20.1288	EDTA, hematológia	200 µl	cyklindrický		100/ krabička • 1 000/ kartón
	20.1289	Fluorid, Glukóza	200 µl	kónický		100/ krabička • 1 000/ kartón
	20.1308	Aktivátor zrážania, Sérum	300 µl	kónický		100/ krabička • 1 000/ kartón
	20.1309	Lítium heparín, plazma	300 µl	kónický		100/ krabička • 1 000/ kartón
	20.1307	Fluorid, glukóza	300 µl	kónický		100/ krabička • 1 000/ kartón
	20.1343	Aktivátor zrážania, Sérum	500 µl	cyklindrický		100/ krabička • 1 000/ kartón
	20.1344	Aktivátor zrážania, Sérum gél	500 µl	cyklindrický		100/ krabička • 1 000/ kartón
	20.1345	Lítium heparín, plazma	500 µl	cyklindrický		100/ krabička • 1 000/ kartón
	20.1346	Lítium heparín, Plazma gél	500 µl	cyklindrický		100/ krabička • 1 000/ kartón
20.1341	EDTA, hematológia	500 µl	cyklindrický		100/ krabička • 1 000/ kartón	

Prispôsobenie pre laboratórne prístroje prepravnými skúmavkami 55.525.003, 55.1571.

## Microvette® CB 200 BSG

Obrázok	Objednávacie č.	Preparácia	Objem	Farba	Balenie
	18.1325	Citrát, rýchlosť sedimentácie krviniek	200 µl		50/ krabička • 500/ kartón
<b>Stojan na meranie rýchlosti sedimentácie krviniek pre Microvette® CB 200 BSG</b>					
	Objednávacie č.	Označenie	Balenie		
	90.1091	Stojan na sedimentáciu so stupnicou na zadnej stene	1/ krabička • 1/ kartón		

## Multivette® 600

Obrázok	Objednávacie č.	Preparácia	Objem	Farba	Balenie
	15.1670	Aktivátor zrážania, Sérum	600 µl		100/ krabička • 1 000/ kartón
	15.1674	Aktivátor zrážania, Sérum gél	600 µl		100/ krabička • 1 000/ kartón
	15.1673	Lítium heparín, plazma	600 µl		100/ krabička • 1 000/ kartón
	15.1675	Lítium heparín, Plazma gél	600 µl		100/ krabička • 1 000/ kartón
	15.1671	EDTA, hematológia	600 µl		100/ krabička • 1 000/ kartón
	15.1672	Fluorid, glukóza	600 µl		100/ krabička • 1 000/ kartón

Prispôsobenie pre laboratórne prístroje: Prepravné skúmavky s objednávacím číslom 55.1577.



## Skúmavky s dvojitým dnom

Obrázok	Objednávacie č.	Vyhotovenie	objem	Dĺžka/Ø mm	Dno skúmavky	Balenie
	60.614.010	Bez uzáveru	2,5 ml	75 x 13	guľaté	1 000/vrecko • 2 000/kartón
	60.614.011	Integrovaný uzáver	2,5 ml	75 x 13	guľaté	100/vrecko • 1 000/kartón
	60.617.010*	Bez uzáveru, bez popisného poľa	3,5 ml	92 x 13	guľaté	100/vrecko • 1 000/kartón
	62.617*	Integrovaný uzáver, s popisným poľom	3,5 ml	92 x 13	guľaté	100/vrecko • 1 000/kartón
	60.612.010*	Bez uzáveru, bez popisného poľa	5,0 ml	92 x 15,3	guľaté	100/vrecko • 1 000/kartón
	62.612*	Integrovaný uzáver, s popisným poľom	5,0 ml	92 x 15,3	guľaté	100/vrecko • 1 000/kartón

\*Dostupné aj s plochým dnom skúmavky. Pozri aj katalóg

## Vhodné zatláčacie uzávery/uzávery so závitom pre skúmavky s dvojitým dnom

Obrázok	Objednávacie č.	Vyhotovenie	Vhodné pre	Balenie
	65.647	Archivačný uzáver	2,5 ml / 3,5 ml / 5 ml	1 000/vrecko • 5 000/kartón
	65.647.020	Archivačný uzáver s filtrom	2,5 ml / 3,5 ml / 5 ml	1 000/vrecko • 5 000/kartón
	65.806	Zatláčací uzáver	2,5 ml / 3,5 ml	1 000/vrecko • 10 000/kartón
	65.803	Zatláčací uzáver	5 ml	1 000/vrecko • 5 000/kartón
	65.1379	Univerzálny uzáver	2,5 ml / 3,5 ml / 5 ml	1 000/vrecko • 10 000/kartón
	65.163	Uzáver so závitom	2,5 ml	1 000/vrecko • 5 000/kartón
	65.728	Uzáver so závitom	3,5 ml	1 000/vrecko • 5 000/kartón
	65.645	Uzáver so závitom	5 ml	1 000/vrecko • 5 000/kartón
	65.729	Uzáver so závitom	5 ml	1 000/vrecko • 5 000/kartón


## Multi-Safe nádoby na likvidáciu nebezpečného odpadu

Obrázok	Objednávacie č.	Názov	Objem	Balenie
	77.3890.002	Multi-Safe sani 200	0,2 l	110/kartón
	77.3891.015	Multi-Safe quick 1500	1,5 l	120/kartón
	77.3894.021	Multi-Safe twin 2100	2,1 l	100/kartón
	77.3895.005	Multi-Safe opti 500 T	0,5 l	110/kartón
	77.3898.106	Multi-Safe medi 6 s rúčkou	6 l	576/pal.

Ďalšie veľkosti na požiadanie, pozri aj prospekt 15.636

# Odber vzoriek moču

## Urin-Monovette®

Obrázok	Objednávacie č.	Objem	Dĺžka/Ø mm	Balenie
	10.258	8,5 ml	92 x 15	64 / vrečko • 512 / kartón
	10.258.020	8,5 ml	92 x 15	100 / krabička. • 500 / kartón, jednotlivito sterilne balené
	10.252	10 ml	102 x 15	64 / vrečko • 512 / kartón
	10.252.020	10 ml	102 x 15	100 / krabička • 500 / kartón, jednotlivito sterilne balené

## Urin-Monovette® so stabilizátorom

Obrázok	Objednávacie č.	Objem	Dĺžka/Ø mm	Balenie
	10.253	10 ml	102 x 15	64 / vrečko • 512 / kartón
	10.253.020	10 ml	102 x 15	100 / krabička • 500 / kartón, jednotlivito sterilne balené

## Skúmavky s kónickým dnom, zatlačací uzáver

obrázok	Objednávacie č.	Materiál	Objem	Dĺžka/Ø mm	Zátka (samostatne na objednávku)	Balenie
	57.462	PS	12 ml	110 x 17	65.793	500 / vrečko • 1 000 / kartón
	57.527	PP			57.519	
	57.469	PS	10 ml	95 x 16,8	65.793	500 / vrečko • 1 000 / kartón
	57.519	PP			57.519	
					65.720	


## Skúmavky s kónickým dnom, uzáverom so závitom, stupnicou a popisným poľom

Obrázok	Objednávacie č.	Materiál	Objem	Dĺžka/Ø mm	Vyhotovenie	Balenie
	62.553.041	PS	15 ml	120 x 17	Žltý uzáver, integrovaný	50 / vrečko • 500 / kartón
	62.553.542	PS	15 ml	120 x 17	Žltý uzáver, integrovaný, sterilný, bez pyrogénov	50 / vrečko • 500 / kartón
	62.9924.284	PP	10 ml	100 x 16	Žltý uzáver, integrovaný, sterilný	100 / vrečko • 1 000 / kartón

## Skúmavky s kónickým dnom, samostatne stojaca s uzáverom so závitom

Obrázok	Objednávacie č.	Materiál	Objem	Dĺžka/Ø mm	Vyhotovenie	Balenie
	60.9921.830	PS	10 ml	97 x 16	Žltý uzáver, integrovaný	100 / vrečko • 1 000 / kartón
	60.9921.829	PS	10 ml	97 x 16	Žltý uzáver, integrovaný sterilný	100 / vrečko • 1 000 / kartón


## 125 ml nádoba, vysoko transparentná

Obrázok	Objednávacie č.	Materiál	Výška/Ø mm	Balenie
	75.1355	PP	67 x 66	1 000 vrečko / kartón
	75.1355.100	PP	67 x 66	100 / vrečko • 1 000 / kartón


### Uzáver na zacvaknutie, červený

Objednávacie č.	Vyhotovenie	Materiál	kusov/vrečko	Balenie
76.1477	S výpustom	PE	1 000	1 000 vrečko / kartón
76.1477.100	S výpustom	PE	100	
76.1414	bez výpustu	PE	1 000	
76.1414.100	bez výpustu	PE	100	


## 100 ml nádoba, transparentná, so zeleným uzáverom so závitom

Obrázok	Objednávacie č.	Vyhotovenie	Materiál	Výška/Ø mm	Balenie
	75.1354.001	Nádoba s priloženým uzáverom	PP/HD-PE	74 x 58	Uzáver 100/vrečko Nádoba 25 / zväzok

## 100 ml nádoba, transparentná, s uzáverom so závitom, bezfarebná

Obrázok	Objednávacie č.	Vyhotovenie	Materiál	Výška/Ø mm	Balenie
	75.563	Nádoba, samostatná, bez uzáveru	PP	72 x 62	50 / vrečko • 500 / kartón
	76.564	Samostatný uzáver	HD-PE	14 x 62	50 / vrečko • 500 / kartón
	75.562.105	Nádoba s integrovaným uzáverom, sterilná, s bezpečnostným štítkom	PP/HD-PE	73 x 62	5 / vrečko • 200 / kartón
	75.562.005	Nádoba s integrovaným uzáverom, s bezpečnostným štítkom	PP/HD-PE	73 x 62	5 / vrečko • 200 / kartón
	75.562.300	Nádoba s priloženým uzáverom	PP/HD-PE	72 x 62	50 / vrečko • 250 / kartón


## 70 ml nádoba, transparentná, s integrovaným uzáverom so závitom, žltá

Obrázok	Objednávacie č.	Vyhotovenie	Materiál	Výška/Ø mm	Balenie
	75.9922.744	Integrovaný uzáver	PP/HD-PE	55 x 44	250 / vrečko • 500 / kartón
	75.9922.745	Integrovaný uzáver, so štandardným štítkom	PP/HD-PE	55 x 44	250 / vrečko • 500 / kartón
	75.9922.721	Integrovaný uzáver, so štandardným štítkom	PP/HD-PE	55 x 44	25 / vrečko • 100 / kartón jednotlivito sterilne balené

## Skúmavky na stolicu, transparentné, s hnedým uzáverom so závitom a integrovanou lopatkou

Obrázok	Objednávacie č.	Vyhotovenie	Materiál skúmavky	Dĺžka/Ø mm	Balenie
	80.622	sterilné	PP	107 x 25	50 / vrečko • 400 / kartón
	80.622.111	nesterilné	PP	107 x 25	250 / vrečko • 500 / kartón
	80.623	sterilné	PP	101 x 16,5	500 / vrečko • 500 / kartón
	80.623.111	nesterilné	PP	101 x 16,5	500 / vrečko • 500 / kartón
	80.734.001	sterilné	PP	76 x 20	100 / vrečko • 500 / kartón
	80.734	nesterilné	PP	76 x 20	100 / vrečko • 500 / kartón
	80.734.311	sterilné, so štítkom	PP	76 x 20	100 / vrečko • 500 / kartón
	80.734.301	nesterilné, so štítkom	PP	76 x 20	100 / vrečko • 500 / kartón
	80.734.401	nesterilné, so štítkom	PP, biely	76 x 20	100 / vrečko • 500 / kartón

## Skúmavky na stolicu, biele, s hnedým uzáverom so závitom a integrovanou lopatkou

Obrázok	Objednávacie č.	Vyhotovenie	Materiál skúmavky	Objem ml	Dĺžka/Ø mm	Balenie
	80.9924.014	Biela s hnedým uzáverom a štítkom	PP	25	54 x 28	50 / vrečko • 500 / kartón
	80.9924.027	Biela s hnedým uzáverom a štítkom	PP	70	55 x 44	250 / vrečko • 500 / kartón

## Skúmavky na odber likvoru

Obrázok	Objednávacie č.	Názov	Materiál skúmavky	Objem ml	Dĺžka / Ø mm	Balenie
	10.252.027	Monovette® Liquor	PP	10	102 x 15	100 / krabička • 500 / kartón jednotlivo sterilne balené
	60.9924.952	Skúmavka integrovaným uzáverom so závitom, s vytlačou stupnicou a číslovanými štvorčekmi na zaškrtávanie	SAN/HD-PE	12	99 x 16	4 / vrečko • 100 / kartón Pre 4 súpravy, sterilné
	62.610.018	Skúmavka s integrovaným uzáverom so závitom s vytlačou stupnicou „Liquor“	PP	10	92 x 15,3	100 / krabička • 500 / kartón jednotlivo sterilne balené

## Skúmavky na odber punktátu

Obrázok	Objednávacie č.	Názov	Materiál skúmavky	Objem ml	Dĺžka / Ø mm	Balenie
	62.554.502	Skúmavka s integrovaným červeným uzáverom so závitom, so špicatým dnom, bez pyrogénov	PP	15	120 x 17	50 / vrečko • 500 / kartón sterilné
	60.540.108	Skúmavka s integrovaným uzáverom so závitom	PP	13	101 x 16,5	100 / krabička • 500 / kartón jednotlivo sterilne balené

## Výterová tyčinka, neutrálna, sterilná

Obrázok	Objednávacie č.	Dĺžka/Ø mm	Materiál tyčinky/ dĺžka v mm	Tampón-materiál	Balenie
	80.625	101 x 16,5	Plast/85	Bavlna	500 / vrečko • 500 / kartón sterilné
	80.628	130 x 17	Drevo/120	Bavlna	100 / vrečko • 500 / kartón sterilné
	80.1301.500	165 x 13	Plast/150	Viskóza	100 / krabička • 2 000 / kartón sterilné
	80.1303.500	165 x 13	Hliník/150	Viskóza	100 / krabička • 2 000 / kartón sterilné

## Výterová tyčinka s médiom Amies, jednotlivo sterilne balená

Obrázok	Objednávacie č.	Dĺžka/Ø mm	Materiál tyčinky/ dĺžka v mm	Materiál tampónu	Balenie
	80.1361.500	165 x 13	Plast/150	Viskóza	100 / krabička • 600 / kartón jednotlivo sterilne balené
	80.1363.500	165 x 13	Hliník/150	Viskóza	

## Výterová tyčinka s médiom Amies a aktívnym uhlím, jednotlivo sterilne balená


Objednávacie č.	Dĺžka/Ø mm	Materiál tyčinky/ dĺžka v mm	Materiál tampónu	Balenie
80.1362.500	165 x 13	Plast/150	Viskóza	100 / krabička • 600 / kartón jednotlivo sterilne balené
80.1366.500	165 x 13	Hliník/150	Viskóza	

## Stohovacie stojany s úchytem a bez úchyty

Obrázok	Objednávacie č.	Názov	Farba	Balenie
	93.852	Blokové stojany D17 - pre skúmavky až do Ø 17 mm		20/kartón
	93.852.171	Blokové stojany D17 - pre skúmavky až do Ø 17 mm		20/kartón
	93.852.172	Blokové stojany D17 - pre skúmavky až do Ø 17 mm		20/kartón
	93.852.173	Blokové stojany D17 - pre skúmavky až do Ø 17 mm		20/kartón
	93.852.174	Blokové stojany D17 - pre skúmavky až do Ø 17 mm		20/kartón
	93.852.175	Blokové stojany D17 - pre skúmavky až do Ø 17 mm		20/kartón
	93.851	Blokové stojany D17 - s úchytem, pre skúmavky až do Ø 17 mm		12/kartón
	93.851.171	Blokové stojany D17 - s úchytem, pre skúmavky až do Ø 17 mm		12/kartón
	93.851.172	Blokové stojany D17 - s úchytem, pre skúmavky až do Ø 17 mm		12/kartón
	93.851.173	Blokové stojany D17 - s úchytem, pre skúmavky až do Ø 17 mm		12/kartón
	93.851.174	Blokové stojany D17 - s úchytem, pre skúmavky až do Ø 17 mm		12/kartón
	93.851.175	Blokové stojany D17 - s úchytem, pre skúmavky až do Ø 17 mm		12/ kartón

Ďalšie modely dostupné, pozri aj prospekt 10.225 a 10.458.

## Ochrana pred vyparovaním


Obrázok	Objednávacie č.	Názov	Balenie
	93.857	Ochranný kryt pre blokové stojany D17, svetlosivý	25/kartón
	65.648	Ochranný kryt proti vyparovaniu pre S-Monovette® Ø 15 mm	1 000 / vrečko • 5 000 / kartón
	65.1379	Univerzálny zatlačací uzáver pre skúmavky Ø 12 až 16 mm, prírodná, (ďalšie farby dostupné na požiadanie)	1 000 / vrečko • 10 000 / kartón
	65.647	Archivačný zatlačací uzáver pre skúmavky Ø 13 až 16 mm, svetlomodrý	1 000 / vrečko • 5 000 / kartón

## Skladovacie kartónové boxy odolné proti chladu (až -80°C) s uzáverom a mriežkou

Obrázok	Objednávacie č.	Kapacita	Rozmery	Rozmery v mm	Pre max Ø skúmaviek	Pre dĺžku v mm	Balenie
	95.64.997	100	10 x 10	135 x 135 x 45 pre 1,5 a 2 ml skúmavky	12 mm	36 - 45	120/kartón
	95.64.981	81	9 x 9	135 x 135 x 45 pre 1,5 a 2 ml skúmavky	13 mm	36 - 45	120/ kartón
	95.64.982	81	9 x 9	135 x 135 x 56 (vysoké vyhotovenie)	13 mm	35 - 56	96/kartón
	95.64.924	144	12 x 12	135 x 135 x 28 pre 0,2 ml skúmavky	9,5 mm	19 - 26	216/kartón
	95.64.923	100	10 x 10	135 x 135 x 34 pre 0,5 ml skúmavky	12 mm	29 - 34	156/kartón
	95.64.922	49	7 x 7	152 x 152 x 130 pre 15 ml skúmavky	20 mm	88,5 - 129	27/kartón
	95.64.916	16	4 x 4	148 x 148 x 118 pre 50 ml skúmavky	34 mm	89 - 115	30/kartón

Minimálny odber: 10 kusov

## Pre internú prepravu vzoriek

Obrázok	Objednávacie č.	Názov	Balenie/kartón
	95.1720	Prepravný kufrík 360 x 310 x 275 mm s použitím pre 2 blokové stojany D13 alebo D17 pre až 100 vzoriek	1
	95.1720.011	Prepravný kufrík 270 x 170 x 215 mm s transparentným uzáverom a svetlosivou spodnou časťou, prispôbený pre 1 blokový stojan D17 pre 50 vzoriek	1

Ďalšie prepravné a prenosné systémy: pozri prospekt 10.458.


# Typy a triky pre odber krvi

## Poradie odberu krvi/označovanie čiarovými kódmi

### Krvná kultúra

-  Citrátová krv
-  Sérum krv so sérum-gélom
-  Heparínová / krv s heparín-gélom
-  EDTA krv
-  Fluoridová krv / GlucoEXACT

Čiarový kód






\*Pred odberom do citrátovej skúmavky odporúčame najskôr odber do prázdnej skúmavky.

\*Odporúčania podľa CLSI štandard H3-A6: „Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard – Sixth Edition“

## Manipulácia so vzorkami

### SPRÁVNE naplnenie pre správne výsledky

-  Citrát
-  Rýchlosť sedimentácie krviniek
-  EDTA

8 - 10 x otočiť

Heparín / EDTA / Fluorid / Citrát



SPRÁVNE uskladnenie po odbere krvi:  
S-Monovette® Sérum/Sérum gél  
30 min. skladovať v priamej stojacej polohe



## Mohlo by Vás zaujímať...



Order No.: 20.453




Order No.: 20.219



Order No.: 57.412



Order No.: 20.419



Order No.: 20.458

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

*V prípade otázok Vám radi  
pomôžeme!*

*Navštívte aj našu webovú stránku:  
[www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)*