

5ml reagenčné skúmavky

Stredná veľkosť pre laboratórium



Reagenčná skúmavka na stredne veľké objemy:

- Pohodlná manipulácia s množstvom náplne od 2 do 5 ml
- Spoľahlivý princíp uzatvárania SafeSeal
- Kvalita PCR Performance Tested pre náročnejšie spôsoby použitia
- Biosphere® Plus pre maximálnu ochranu pred kontamináciou



Spôľahlivá manipulácia s objemom od 2 do 5 ml

Na každodenné použitie v laboratóriu, ako sú série riedení, lýzy buniek alebo uskladnenie vzoriek, je často potrebný objem naplnenia viac ako 2 ml. Skúmavky s väčším objemom na to často nie sú optimálne kvôli svojmu úzkemu tvaru alebo skrutkovaciemu uzáveru.

Nová reagenčná skúmavka značky Sarstedt v sebe spája prednosti reagenčných skúmaviek SafeSeal a 5ml skúmaviek so skrutkovacím uzáverom. Vďaka ergonomickému dizajnu možno západkový uzáver s tesniacou klapkou a zárezmi ľahko otvoriť a bezpečne zatvoriť jednou rukou aj pri tepelnej záťaži. Široké hrdlo uzáveru umožňuje jednoduché a dôkladné uzatváranie. Zámena za samostatný skrutkovací uzáver je vylúčená.



Prednosti 5ml reagenčnej skúmavky

- Odolný polypropylén – možnosť použitia v centrifúge až do 21 000 x g, autoklávovatelný
- Výrazná stupnica – jednoduchá kontrola objemu
- Popisné pole a matný uzáver – spoľahlivé označovanie a rýchla identifikácia
- Malá výška – nízke riziko kontaminácie, koniec pipety nie je potrebné ponoriť do skúmavky
- Kompaktná veľkosť – priestorovo úsporné skladovanie vzoriek, médií alebo kultúr

Informácie pre objednávanie

Objednávacie číslo	Označenie	Balenie
72.701	5ml reagenčná skúmavka	100/vrecko 800/kartón
72.701.400	5ml reagenčná skúmavka, PCR Performance Tested	100/vrecko 800/kartón
95.1298	Adaptér do centrifúgy na 5ml reagenčné skúmavky	8/vrecko 96/kartón



Príslušenstvo

Objednávacie číslo	Označenie	Formát	Vonkajšie rozmery (mm)	Balenie
93.850.001	Polykarbonátový stojan na 18 ks 5ml reagenčných skúmaviek	6 x 3	137 x 70 x 40 (d x š x v)	1/kartón
93.1431.001	Polykarbonátový stojan na 48 ks 5ml reagenčných skúmaviek	12 x 4	257 x 90 x 40 (d x š x v)	1/kartón

SARSTEDT spol. s r. o.
Údernícka 11
851 01 Bratislava
Tel: +421 232 184 930
info.sk@sarstedt.com
www.sarstedt.com