

Provette da 5 ml

La misura intermedia per il laboratorio



Provetta per volumi medi:

- Comoda manipolazione di livelli di riempimento compresi tra 2 e 5 ml
- Affidabile chiusura SafeSeal
- Qualità PCR Performance Tested per applicazioni più sofisticate
- Biosphere® Plus per la massima sicurezza contro qualsiasi contaminazione



Manipolazione sicura di livelli di riempimento compresi tra 2 e 5 ml

Le applicazioni di routine in laboratorio, quali ad es. serie di diluizioni, estensione cellulare o conservazione di campioni le diluizioni seriali, il frazionamento cellulare o la conservazione dei campioni, richiedono spesso capacità maggiori di 2 ml. I contenitori di volumi maggiori spesso non rappresentano la soluzione ideale a causa del design sottile o del tappo a vite.

La nuova provetta di Sarstedt coniuga i vantaggi delle provette SafeSeal e delle provette con tappo a vite da 5 ml in un'unica soluzione. Grazie al design ergonomico facilmente apribile con una sola mano, i tappi a scatto con bordo di tenuta e chiusura di sicurezza si chiudono in modo sicuro anche in condizioni di sollecitazione termica. L'ampia attaccatura collegamento del tappo consente una chiusura semplice e precisa, evitando il rischio di scambiare tra loro tappi a vite separati.



Vantaggi della provetta da 5 ml

- Polipropilene robusto: centrifugabile fino a 21.000 x g, autoclavabile
- Scala graduata: semplice controllo del volume
- Tappo satinato e area di scrittura: marcatura sicura e identificazione rapida
- Altezza ridotta: basso rischio di contaminazione (il cono della pipetta non deve essere immerso nel contenitore)
- Dimensioni compatte: conservazione di campioni, media o colture con ingombro ridotto

Informazioni d'ordine

N. d'ordine	Descrizione	Confezione
72.701	Provetta 5 ml	100/busta 800/scatola
72.701.400	Provetta 5 ml, PCR Performance Tested	100/busta 800/scatola
95.1298	Adattatore per centrifuga per provetta 5 ml	8/busta 96/scatola



Accessori

N. d'ordine	Descrizione	Formato	Dimensioni esterne (mm)	Confezione
93.850.001	Supporto in policarbonato per 18 provette 5 ml	6 x 3	137 x 70 x 40 (L x P x H)	1/scatola
93.1431.001	Supporto in policarbonato per 48 provette 5 ml	12 x 4	257 x 90 x 40 (L x P x H)	1/scatola

SARSTEDT S.r.l.
Via Leonardo Da Vinci, 97
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel: +39 02 38292413
Fax: +39 02 38292380
info.it@sarstedt.com
www.sarstedt.com