

# 5 ml微量离心管

用于实验室的中等型号



## 中等体积微量离心管:

- 便于2-5ml样本容量的操作
- SafeSeal紧锁盖，可靠安全
- PCR 性能测试认证可确保用于高级应用领域
- Biosphere® Plus 认证 可最大限度防止污染



# 5 ml微量离心管

## 便于2-5ml样本容量的可靠操作

实验室中的常规应用（例如连续稀释、细胞破碎或样品存储）通常需要超过2 ml体积的反应管。更大体积的反应管通常由于其细长的设计以及螺旋盖而非理想之选。

全新Sarstedt反应管集SafeSeal微量离心管和5 ml螺旋管优势于一身。设计符合人体工学，可单手轻松打开。即使在加热条件下，卡扣式管盖也保持安全密封状态。管盖连接处更宽，确保轻松准确闭合。单独的螺旋盖不能混合使用。



## 5 ml微量离心管的产品优势

- 耐用的聚丙烯材料 – 可在高达21,000 x g离心力下进行离心，可高压灭菌
- 喷涂刻度 – 方便查看体积
- 带标签栏和磨砂盖 – 可安全标记并快速识别
- 高度低 – 移液器无需插入管中，降低污染风险
- 结构紧凑 – 样品、培养基或培养物的存放节省空间

## 订购信息

订购编号	名称	包装
72.701	5 ml微量离心管	100/袋 800/箱
72.701.400	5 ml微量离心管, PCR性能测试	100/袋 800/箱
95.1298	5 ml微量离心管, 离心机转接头	8/袋 96/箱



## 配件

订购编号	名称	格式	外形尺寸 (mm)	包装
93.850.001	用于18个5 ml微量离心管的聚碳酸酯支架	6 x 3	137 x 70 x 40 (长 x 宽 x 高)	1/箱
93.1431.001	用于48个5 ml微量离心管的聚碳酸酯支架	12 x 4	257 x 90 x 40 (长 x 宽 x 高)	1/箱

莎斯特(上海)贸易有限公司  
上海市东方路69号裕景国际商务  
广场A座1706室 200120  
电话: +86 21 50 62 01 81  
传真: +86 21 50 58 07 00  
info.cn@sarstedt.com  
www.sarstedt.com