

BL 1200

Evidence a transport přijatých vzorků v laboratoři

NOVÉ



BL 1200 - Vhodný do každé laboratoře

- Zkumavky se vzorky se volně vkládají (modul Bulk loader)
- Evidence přijatých vzorků prostřednictvím LIS
- Automatické rozdělení do stojanů analytických přístrojů nebo do cílových boxů
- Ruční vkládání do stojanů odpadá
- Chytré vrácení vzorků v případě chybějící informace o analýze v objednávce
- Pro všechny uzavřené zkumavky běžných tvarů a preparací
- Kompatibilní s variantami stojanů různých výrobců
- Dostupný v různých modulárních konfiguracích
- Malá hloubka, možná instalace na zeď
- Bezpečně, rychle a spolehlivě v průběhu nepřetržitého provozu

Osvědčené zařízení v novém provedení

Nová verze třídíčů ulehčila práci personálu, osvědčila se při příjmu vzorků v laboratoři a těší se stále větší oblibě. V ideálním případě vyžaduje takový třídíč málo prostoru, disponuje vysokou propustností, umožňuje automatické rozdělování a umísťování zkumavek se vzorky do stojanů analytických přístrojů a nabízí přitom maximální flexibilitu. Přesně to dokáže nová generace modulu Bulk Sorter BL 1200 a jeví se jako perfektní doplněk pro koncepty laboratorních linek. Zkumavky se vzorky, které nejsou zpracovávány integrovaným analytickým systémem na lince, již nemusejí procházet tímto procesem, ale dochází k jejich předtřídění a přemístění přímo na pracoviště. Zařízení BL 1200 lze integrovat jako samostatné řešení do pracovního postupu nebo při plném rozsahu funkcí napojit na analytické linky.



BL 1200 Distribuce

- Do stojanů nebo cílových boxů (v závislosti na modulu)
- Volně konfigurovatelné platformy pro všechny běžné varianty stojanů
- Chytré vrácení vzorků v případě chybějící informace o analýze v objednávce
- V závislosti na vzorku nebo podle objednávky z LIS
- S ověřením správnosti
- Ve spojení se vzorkem a ID (flexibilní kód vzorku)
- Samostatné cílové boxy pro speciální zkumavky
- Vyřazení chybných vzorků



BL 1200 zpracovává:

- Zkumavky různých výrobců o délce 75 – 120 mm, Ø 11 – 19 mm (vždy s víčkem)
- Různé vzorky jako sérum, plazmu, plnou krev, moč atd.

BL 1200 Performance

- Kapacita násypky až 600 zkumavek
- Barva víčka a geometrie zkumavek detekované kamerou
- Rychlost zpracování až 1 200 zkumavek/hod.

Technické specifikace

Rychlost zpracování:	až 1 200 zkumavek /hod.	Rozměry: (D x Š x V)	Modul Bulk loader: 880 x 757 x 1533 mm Třídící modul: 869 x 757 x 1533 mm
Typy zkumavek:	o délce 75 – 120 mm, Ø 11 – 19 mm (vždy s víčkem)	Síťové přípojky:	115 V / 230 V, ± 10 % 50 Hz / 60 Hz, ± 1 %
Cílové nosiče:	Všechny běžné lineární stojany, segmenty, příhrádky a boxy	Hmotnost:	Modul Bulk loader – cca 280 kg Třídící modul – cca 120 kg

Informace pro objednání: Na vyžádání

SARSTEDT spol. s r.o.
Pod Pekárnami 338/12
190 00 Praha 9
Tel: +420 281 021 491
Fax: +420 281 021 495
info.cz@sarstedt.com
www.sarstedt.com