

BL 1200

Входная регистрация и распределение проб в медицинской лаборатории

НОВИНКА



BL 1200 - для любой лаборатории

- Подача пробирок, загруженных россыпью (модуль Bulk Loader)
- Входная регистрация проб в ЛИС
- Автоматическое распределение в штативы анализаторов или приёмные контейнеры
- Не требуется ручная установка в штативы
- Автоматическая выбраковка образцов с нечитаемыми штрих-кодами и без задания в ЛИС
- Для любых закрытых пробирок распространённых форматов с различными добавками
- Совместимость с вариантами штативов различных производителей
- Модульное решение, предлагаются различные комплектации
- Компактность размеров, возможно размещение у стены
- Безопасность, скорость и надёжность в непрерывном режиме

Проверенная надёжность в новом исполнении

Сортеры с системой загрузки пробирок россыпью прекрасно зарекомендовали себя в вопросе снижения нагрузки на сотрудников лаборатории в зоне регистрации проб и получают всё большее распространение. Такой сортер требует мало места, имеет высокую производительность, позволяет автоматически распределять и устанавливать пробирки в штативы анализаторов и отличается максимально гибкими возможностями.

Именно такими характеристиками отличается новое поколение сортера BL 1200, которое станет идеальным дополнением к концепции автоматизации лаборатории. Поскольку пробирки, которые не обрабатываются встроенными системами анализаторов, теперь не нуждаются в таком обходном пути, они отделяются заблаговременно и могут доставляться непосредственно к рабочим местам. Сортер BL 1200 может быть интегрирован в рабочий процесс в качестве автономного решения или - при наличии автоматизированных линий - интегрироваться в аналитические линии.



BL 1200 - распределение

- В штативы или приёмные боксы (зависит от модуля)
- Произвольно настраиваемые платформы для штативов всех распространённых вариантов
- Автоматическая отбраковка проб с нечитаемыми штрих-кодами и без задания в ЛИС
- Контроль достоверности
- Привязка материала к ID (гибкий код материала)
- Отдельные приёмные боксы для специальных пробирок
- Специальный отсек под ошибочные пробы



BL 1200 - возможности обработки

- Пробирки различных производителей, длиной 75 – 120 мм, Ø 11 – 19 мм (с крышкой)
- Разнообразные материалы (сыворотка, плазма, цельная кровь, моча и др.)

BL 1200 - производительность

- Подача россыпью, вместимость до 600 пробирок
- Цвет крышки и геометрия пробирки определяются камерой
- Производительность до 1200 пробирок в час

Технические характеристики

Производительность:	до 1200 пробирок в час	Размеры: (Ш x Г x В)	Модуль Bulk Loader: 880 x 757 x 1533 мм Модуль сортера: 869 x 757 x 1533 мм
Типы пробирок:	длина 75 – 120 мм, Ø 11 – 19 мм (с крышкой)	Параметры электросети:	115 В / 230 В ± 10 % 50 Гц / 60 Гц ± 1 %
Целевые держатели:	любые распространённые линейные штативы, сегменты, лотки и боксы	Масса:	Модуль Bulk Loader: около 280 кг Модуль сортера: около 120 кг

Информация для заказа:
по запросу

ООО «САРШТЕДТ»
198517, Россия,
г. Санкт-Петербург, г. Петергоф,
ул. Новые Заводы, д. 58, корп. 4, стр.1
Тел: +7 495 937 52 28
info.ru@sarstedt.com
www.sarstedt.com