

AL-Flex

Önálló alikvot készítő



AL-Flex - A kompakt, önálló alikvot készítő

- Intelligens térfogatkezelés
- Kontaminációmentes pipettázás
- Az alikvot csövek beépített vonalkódos címkézése közvetlenül a betöltés előtt
- 3 féle alikvot csőhöz
- Konfigurálható minden szokványos állványrendszerhez

A másodlagos mintacsövekbe való biztonságos és gyors elosztáshoz

Gyakran csak egy csövet küldenek be a mintaanyaggal klinikai-kémiai / immunológiai elemzésre az orvosi laboratóriumba, a kért elemzéseket azonban különböző analitikai helyeken kell elvégezni.

Ezekben az esetekben az alikvot készítés, tehát a mintaanyag másodlagos csövekbe való elosztása jelent lehetőséget arra, hogy azokkal párhuzamosan és így időelőnyvel lehessen dolgozni. Az AL-Flex ehhez technikai megoldást kínál.

Az elosztásra szánt, nyitott elsődleges csövek meghatározott forrástartókon kerülnek a készülékbe. Minden egyes elsődleges cső leolvasásával a rendszer lehívja a szükséges másodlagos csövekhez tartozó LIS információkat. Az AL Flex felcímkézi az adott másodlagos csövet az elsődleges vonalkód egy másolatával, és pipettával behelyezi a szükséges mennyiséget a csőbe. A vezetőképes, egyszer használatos pipetták pontos mennyiségek kimérését és a kontaminációmentes pipettázást biztosítják. A másodlagos csövek, akár csak az elsődleges csövek átkerülnek a meghatározott céltartóra, és a további feldolgozás érdekében azokat kézzel kell az elemzés helyszínére vinni.

A másodlagos csövekhez különböző formák állnak rendelkezésre.



Műszaki adatok

Teljesítő képesség:	max. 285 alikvot 285 elsődleges cső/óra	Csőtartó:	Minden szokványos lineáris állvány, szegmentum vagy tálca
Csőtípusok:	Nyitott elsődleges csövek: Hosszúság: 65–100 mm Átmérő: 13–16 mm Ø Másodlagos csövek 75 x 13 mm, köztes fenékkal, 2,5 ml 75 x 13 mm, kerek fenékkal, 5,0 ml 92 x 15 mm, köztes fenékkal, 5,0 ml	Méretek:	Szélesség: 850 mm (1280 mm-es panel PC-vel) Mélység: 1430 mm Magasság: 1800 mm

Rendelési információk – Tartozék

Rendelési sz.	Megnevezés
63.1575.115	Alikvot cső GZ 75 x 13 SV
63.1475.115	Alikvot cső G 75 x 13 SV
60.612.115	Alikvot cső GZ 92 x 15 SV
70.1191.103	Pipettahegy, vezetőképes, hosszú, állványon
91.191.330	Címke 40x26 mm, 3.000 db/tekercs
91.191.311	TT-fólia, 54 mm, 1 tekercs

SARSTEDT Kft
Ézred u. 2
Login Business Park
B2-01-06
1044 Budapest
Tel: +36 1 38 31 216
Fax: +36 1 38 31 213
info.hu@sarstedt.com
www.sarstedt.com