

Farbcodierung in der Blutentnahme

Zwischen Empfehlung und Praxis





Farbcodierung in der Blutentnahme

Zwischen Empfehlung und Praxis


Die Kappenfarben von Blutentnahmeröhrchen spielen bei der visuellen Identifizierung der Präparierungen eine wesentliche Rolle.

SARSTEDT führt im Produktportfolio mit dem sogenannten „EU-Farbcodierung“ (orientiert an BS 4851) und dem „US-Farbcodierung“ (orientiert an ISO 6710) die beiden derzeitigen gängigen Varianten der Farbcodierung in der Blutentnahme. Auf diese Weise gewährleistet SARSTEDT die vollständige Erfüllung individueller Kundenwünsche und -präferenzen.

In der im Juli 2017 veröffentlichten ISO 6710:2017 wurde dem Wunsch einer weltweiten Vereinheitlichung der Kappenfarben von Blutentnahmeröhrchen entsprochen und als Empfehlung in den Anhang F dieses Dokumentes aufgenommen. Gemäß der einleitenden Formulierung des ISO Dokumentes wird der Markt in den kommenden fünf Jahren darüber entscheiden, inwiefern die derzeitige Empfehlung bei der nächsten Überarbeitung des Dokumentes bindenden Charakter erhält.

Sollten Sie bereits jetzt an einer Umstellung interessiert sein, ist SARSTEDT in der Lage, Ihr Vorhaben zu realisieren. Als kompetenter und serviceorientierter Partner kann Ihnen SARSTEDT das gesamte Portfolio an Blutentnahmesystemen in Anlehnung an ISO 6710:2017 anbieten.

Gerne stehen wir Ihnen bei Ihrem Umstellungsprozess beratend und unterstützend zur Seite.



ISO 6710:2017
zu beziehen unter
www.beuth-verlag.de

Bezeichnung	IST		NEU
	"EU-Code" Orientiert an BS 4851	"US-Code" Orientiert an ISO 6710	ISO 6710:2017
S-Monovette® Serum			
S-Monovette® Serum-Gel			
S-Monovette® Citrat (1:10)			
S-Sedivette® BSG (1:5)			
S-Monovette® Lithium-Heparin			
S-Monovette® Lithium-Heparin-Gel			
S-Monovette® EDTA KE			
S-Monovette® Glucose FE/FH (Fluorid/EDTA)			
S-Monovette® GlucoEXACT (Fluorid/Citrat)		-	
S-Monovette® Metallanalytik			



Haben Sie Interesse an einer Aktualisierung auf ISO 6710:2017?

Profitieren Sie von unserer Erfahrung. Kontaktieren Sie einfach Ihren SARSTEDT Produktberater. Gerne planen wir gemeinsam mit Ihnen eine effiziente Umstellung auf ISO 6710:2017.

Für eine optimale Umstellung empfehlen wir Ihnen:

- Informieren Sie alle internen sowie externen Ansprechpartner und Einrichtungen. So stellen Sie sicher, dass der Prozess vom Wareneingang über die Abnahme beim Patienten bis hin zum Labor vollständig berücksichtigt ist.
- Planen Sie eine entsprechende Vorlaufzeit ein.
- Sprechen Sie initial mit den Herstellern Ihrer Diagnostiksysteme.
- Nutzen Sie gleichzeitig die Möglichkeit, Ihre Produktvielfalt zu optimieren.

SARSTEDT AG & Co. KG
Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht
Telefon +49 22 93 305 - 0
Telefax +49 22 93 305 - 3450
Service 0800 (Deutschland)
Telefon (0800) 0 83 305 - 0
info@sarstedt.com
www.sarstedt.com