

S-Monovette® pro analýzu ze séra s gelem LightPROTECT


Ochrana před světlem – od odběru
krve až po archivaci



- Ochrana před světlem již od počátku
- Ochrana před světlem v celém rozsahu UV záření
- Větší udržitelnost na pracovišti díky absenci hliníkové fólie
- Obvykle snadná identifikace vzorku díky vždy čitelným etiketám
- Analytika v souladu s procesy

Díky zkumavce S-Monovette® pro analýzu ze séra s gelem LightPROTECT je vytěsněna hliníková fólie jako obal zkumavky sloužící pro vzorky krve. Zůstává zachována jasná čitelnost, a tím i obvykle snadná identifikace vzorku. Úsporou zdrojů (hliníkové fólie) lze také jednoduše přispět k větší udržitelnosti na pracovišti.

Je zaručena ochrana před světlem v celém rozsahu UV záření (190 nm – 380 nm). Propustnost světla v této oblasti je v průměru nižší než 1 %.



Obr. 1: Transmise stěnou zkumavky S-Monovette® pro analýzu ze séra s gelem LightPROTECT



Č. výr.	Preparace	Objem	Délka / Ø	Balení
04.1925.003	S-Monovette® pro analýzu ze séra s gelem LightPROTECT	4,0 ml	75 × 13 mm	500 / kartonový obal 50 / vnitřní kartonový obal

SARSTEDT spol. s r.o.
Pod Pekárnami 338/12
190 00 Praha 9
Tel: +420 281 021 491
Fax: +420 281 021 495
info.cz@sarstedt.com
www.sarstedt.com