

S-Monovette® Serum Jeli LightPROTECT


Işık korumalı – Kan alımından
arşivlemeye kadar



- Başlangıçtan itibaren ışık korumalı
- UV aralığı boyunca ışık koruması
- Alüminyum folyodan kaçınarak çalışma yerinde daha fazla sürdürülebilirlik
- Her zaman okunabilen etiketler sayesinde alışık olduğunuz konforlu numune tanımlama
- Sürece uygun preanalitik

S-Monovette® Serum Jeli LightPROTECT ile kan numunesinin örneğin alüminyum folyo ile sarılmasına gerek kalmaz. Doğrudan okunabilirlik ve böylelikle alışık olduğunuz konforlu numune tanımlama korunur. Aynı zamanda kaynaklardan (alüminyum folyo) tasarruf edilerek çalışma yerinde daha fazla sürdürülebilirliğe katkı sağlanır.

Işık koruması, ilgili UV aralığında (190 nm – 380 nm) sağlanır. Işık geçirgenliği bu aralıkta ortalama %1'in altında kalır.



Resim 1: S-Monovette® Serum Jeli LightPROTECT tüp duvarının transmisyonu



Ürün No.	İçerik	Hacmi	Uzunluk / Ø	Ambalajlama
04.1925.003	S-Monovette® Serum Jeli LightPROTECT	4,0 ml	75x13 mm	500/Karton 50/İç karton

SARSTEDT International GmbH
Türkiye İrtibat Bürosu
Acıbadem Mahallesi,
Akasya Acıbadem Sitesi Kent Kule A
Giriş Kat:27 Da:158, Üsküdar – İstanbul
Tel: +90 216 290 18 65
Fax: +90 216 290 18 64
info.tr@sarstedt.com, www.sarstedt.com