

Změna balení Zkumavky 50 ml



Výhody:

- Komfortní těsnící víčko pro hygienické otevírání a zavírání
- Bezpečné uzavření zaručeno „O“ kroužkem
- Balení uzpůsobené pro pohodlné odebírání

Informace pro objednávání

Kat. číslo	Název	Barva uzávěru	Certifikace	ks/vnitřní obal	ks/karton
62.547.254	Zkumavka, 50 ml, 114x28 mm, kónická, PP	■	bez DNA, bez DNázy/RNázy, bez pyrogenů/endotoxinů, necytotoxická, sterilní	25	300
62.547.274	Zkumavka, 50 ml, 114x28 mm, kónická, PP	☒	bez DNA, bez DNázy/RNázy, bez pyrogenů/endotoxinů, necytotoxická, sterilní	25	300
62.548.004	Zkumavka, 50 ml, 114x28 mm, kónická, PP	■	bez DNA, bez DNázy/RNázy, bez pyrogenů/endotoxinů, necytotoxická	25	300

Dostupnost od 06. 2021