

# HENm/HENm Cart

Az S-Monovette® betegspecifikus címkézése vérvétel előtt



## Tube Labeler HENm (asztali készülék) és HENm Cart (mobil változat)

- Betegspecifikusan címkézett S-Monovette csövek elkészítése a KIS-ből vagy LIS-ből származó információk szerint
- Betegenként 1 készlet további címkékkel és nyomtatott bizonylattal
- Nincs hibás címkézés, nincsenek hiányzó csövek
- Laboratóriumi folyamatbiztonság a tökéletesen elhelyezett címkékkel

## Folyamatbiztonság a vérvételtől a laborig

A vérvételi csövek manuális címkézése hibaforrásokat tartalmaz. Előfordulhat, hogy a címkék elhelyezése rossz, úgyhogy a laborban az elemzésnél zavarok lépnek fel, a címkék felragasztása történhet a téves csőre (hibás anyagkód) vagy a csövek elfelejtődnek, úgyhogy további kérés válhat szükségessé és ezáltal értékes idő vész el.

A HENm és a HENm Cart teljes betegkészleteket állítanak elő, tökéletesen címkézett S-Monovette csövekkel. Az alkalmazás történhet kórházban vagy ambulancián központi helyen, vagy mobilan közvetlenül a betegnél. A KIS-ből (Krankenhaus Informationssystem, kórházi információs rendszer) vagy LIS-ből (Labor Informationssystem, laboratóriumi információs rendszer) származó információ meghatározza, melyik S-Monovette csőre lesz szükség. Kiegészítő mintaedényekhez (pl. vizeletpohár, tampon stb.) is nyomtathatók címkék, és lazán hozzáfűzhetők a készlethez. Nyugta kinyomtatása összefoglalja az információt, és lezárja a folyamatot.

Az integrált hengerkeverővel a HENm Cart biztosítja a mintaanyag kiváló minőségét. A csövek keverése közvetlenül a vérvétel után történik. A beépített akkumulátor biztosan ellátja energiával a HENm eszközt, a hengerkeverőt és a számítógépet az állomáson való áthaladás alatt.



Tál betegkészlettel



Hengerkeverő a HENm Cart



Nyomtatott nyugta

## Műszaki adatok

	Tube Labeler HENm	Tube Labeler HENm Cart (mobil változat)
<b>SARSTEDT REF.</b>	90.191.450	90.191.451
<b>Teljesítmény</b>	max. 1400 cső/óra; kb. 900/h rutin üzemelés alatt	max. 1400 cső/óra; kb. 900/h rutin üzemelés alatt
<b>S-Monovette® típusok</b>	Átmérő: 11–16 mm Hossz: 75–129 mm (beleértve a kupakot és a dugattyúrúdat)	Átmérő: 11–16 mm Hossz: 75–129 mm (beleértve a kupakot és a dugattyúrúdat)
<b>S-Monovette® típusok száma</b>	max. 14	max. 14
<b>Magazin kapacitása</b>	max. 140	max. 140
<b>Csőadagolás</b>	fiókban fekvő, beigazítva	fiókban fekvő, beigazítva
<b>A készletek kiadása</b>	nyitott tál	nyitott tál
<b>Nyomtatási eljárás</b>	Közvetlen termikus	Közvetlen termikus
<b>Címke mérete</b>	45 x 30 mm	45 x 30 mm
<b>Vonalkódtípus</b>	minden szokásos 1-D, adatmátrix	minden szokásos 1-D, adatmátrix
<b>További nyomtató (integrált)</b>	extra címkékhez	extra címkékhez
<b>Csőtípus-felismerés</b>	Igen	Igen
<b>Elsődleges címke felismerése</b>	Igen	Igen
<b>Akkumulátor hálózathoz független áramellátáshoz</b>	nem	igen – 13h Standby
<b>Keverő integrálva</b>	nem	igen – hengerkeverő 4 csőhöz; 24 U/min
<b>Méret Sz x M x H:</b>	199 x 599 x 396 mm	599 x 845 x 920 mm
<b>Tömeg</b>	20 kg	55 kg

SARSTEDT Kft  
Ezred u. 2  
Login Business Park  
B2-01-06  
1044 Budapest  
Tel: +36 1 38 31 216  
Fax: +36 1 38 31 213  
info.hu@sarstedt.com  
www.sarstedt.com