

# Μετατροπή Multi-Safe twin plus

NEO!



**SARSTEDT**

# Μετατροπή – Multi-Safe twin plus

## Πληροφορίες παραγγελίας ΠΑΛΙΟ & ΝΕΟ

ΠΑΛΙΟΣ αρ. παραγγελίας	ΠΑΛΙΑ περιγραφή	Τεμάχια/ εξωτερικό κουτί	Μονάδα παλέτας	ΝΕΟΣ αρ. παραγγελίας	ΝΕΑ περιγραφή	Τεμάχια/ εξωτερικό κουτί	Μονάδα παλέτας
77.3891.005	Multi-Safe quick 500	170	2.720	<b>77.3884.005 (Τυπικό)/ 77.3884.105 (Σήμανση βιολογικού κινδύνου)</b>	Multi-Safe twin plus 500, δοχείο απόρριψης χωρητικότητας περ. 0,5 l, με ωειδές άνοιγμα, με κόκκινη/ μαύρη ετικέτα, κουτί: κίτρινο, καπάκι: κόκκινο, ύψος: 162 mm, Διάμετρος καπακιού: 89 mm	126	3.024
77.3895.005	Multi-Safe opti 500 T	110	1.760				
77.3894.007	Multi-Safe twin 700	200	3.200				
77.3895.007	Multi-Safe opti 700	170	2.720				
77.3891.010	Multi-Safe quick 1000	100	1.600	<b>77.3884.015 (Τυπικό)/ 77.3884.115 (Σήμανση βιολογικού κινδύνου)</b>	Multi-Safe twin plus 1500, δοχείο απόρριψης στρογγυλό, με ωειδές άνοιγμα, ύψος: 125 mm, Διάμετρος καπακιού: 179 x 176 mm	94	1.128
77.3891.015	Multi-Safe quick 1500	120	1.920				
77.3892.015	Multi-Safe quick S 1500	80	1.280				
77.3895.017	Multi-Safe opti 1700	110	1.760	<b>77.3884.020 (Τυπικό)/ 77.3884.120 (Σήμανση βιολογικού κινδύνου)</b>	Multi-Safe twin plus 2000, δοχείο απόρριψης στρογγυλό, με ωειδές άνοιγμα, ύψος: 161 mm, Διάμετρος καπακιού: 179 x 176 mm	80	960
77.3894.018	Multi-Safe twin 1800	100	1.600				
77.3891.020	Multi-Safe quick 2000	80	1.280				
77.3892.020	Multi-Safe quick S 2000	65	1.040				
77.3894.021	Multi-Safe twin 2100	100	1.600				
77.3895.021	Multi-Safe opti 2100	80	1.280	<b>77.3884.025 (Τυπικό)/ 77.3884.125 (Σήμανση βιολογικού κινδύνου)</b>	Multi-Safe twin plus 2500, δοχείο απόρριψης στρογγυλό, με ωειδές άνοιγμα, ύψος: 197 mm, Διάμετρος καπακιού: 179 x 176 mm	70	840
77.3891.025	Multi-Safe quick 2500	50	800				
77.3892.025	Multi-Safe quick S 2500	45	720	<b>77.3884.030/ (Τυπικό)/ 77.3884.130 (Σήμανση βιολογικού κινδύνου)</b>	Multi-Safe twin plus 3000, δοχείο απόρριψης στρογγυλό, με ωειδές άνοιγμα, ύψος: 233 mm, Διάμετρος καπακιού: 179 x 176 mm	62	744
77.3894.030	Multi-Safe twin 3000	60	960				
77.3895.030	Multi-Safe opti 3000	50	800				
77.3894.050	Multi-Safe twin 5000	45	540	<b>77.3884.050 (Τυπικό)/ 77.3884.150 (Σήμανση βιολογικού κινδύνου)</b>	Multi-Safe twin plus 5000, δοχείο απόρριψης στρογγυλό, με ωειδές άνοιγμα, ύψος: 379 mm, Διάμετρος καπακιού: 179 x 176 mm	34	408

## Εξαρτήματα Στήριγματα ΠΑΛΙΟ & ΝΕΟ

ΠΑΛΙΟΣ αρ. παραγγελίας	ΠΑΛΙΑ περιγραφή	Τεμάχια/ εξωτερικό κουτί	Μονάδα παλέτας	ΝΕΟΣ αρ. παραγγελίας	ΝΕΑ περιγραφή	Τεμάχια/ εξωτερικό κουτί	Μονάδα παλέτας
95.963.003	Συγκρατητήρας Multi-Safe Ø 130 mm	10	100	<b>95.963.007</b>	Στήριγμα για το twin plus	20	2.880
95.963.004	Συγκρατητήρας Multi-Safe Ø 140 mm	10	100				

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ευρεία μας γκάμα δοχείων απόρριψης καθώς επίσης και για τον πλήρη κατάλογό 412, επισκεφτείτε τον ιστότοπο [www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com).

SARSTEDT M.E.Π.Ε.  
Χρ. Μπέκα & Αγ. Δημητρίου  
190 04 Σπάτα Αττικής  
Τηλ. +30 210 6038274  
Fax +30 210 6038276  
info.gr@sarstedt.com  
www.sarstedt.com