

NFT

Sistema di raccolta dell'urina

Raccolta igienica, ermetica, senza ago



NFT

Needle Free Transfer

Preanalitica
urinaria
2.0

Il primo sistema di prelievo dell'urina
SARSTEDT per il prelievo di campioni
igienico senza ago

Igienico. Pratico. Sicuro.

In che modo è possibile rendere la raccolta di campioni di urina ancora più sicuro, igienico e semplice? La risposta a questa domanda risiede negli innovativi prodotti del sistema NFT. Quale primo sistema per il prelievo delle urine chiuso e senza aghi SARSTEDT, questa nuova gamma unisce i pregi dei prodotti precedenti in un'unica soluzione.

Nuovi standard per la preanalitica delle urine



- Disponibile sotto forma di bicchiere per urina NFT e anche di contenitore NFT da 3 litri per la raccolta delle urine delle 24 ore
- Sistema di prelievo senza aghi
- Conservazione e trasporto sicuri
- Trasferimento dell'urina semplice e igienico con Monovette® urina
- Nessuna necessità di contenitori ermetici per lo smaltimento dei prodotti NFT

Semplicemente pratico

Monovette® urina consente il prelievo igienico dell'urina e la soluzione è idonea come provetta primaria per strisce reattive e analizzatori, nonché come provetta per la centrifugazione per l'ottenimento di sedimenti




Novità

Con la nuova funzionalità di prelievo, non è più necessario alcun ago. Monovette® urina penetra facilmente la nuova membrana NFT.


Dopo il comodo prelievo, l'apertura viene immediatamente richiusa in modo igienico ed ermetico, anche dopo diversi prelievi.

Non sussiste alcun rischio di infezione dovute a punture accidentali con aghi.



CONVINCENTE

- ✓ **Rischio di lesioni ridotto al minimo e maggiore sicurezza operativa** per il personale e i pazienti mediante il prelievo senza ago
- ✓ **Risparmio durante lo smaltimento**, in quanto i componenti del sistema NFT non devono essere smaltiti separatamente in contenitori ermetici



A tenuta stagna per liquidi e odori
Tappo a vite con unità di trasferimento

Sigillo
L'etichetta di sicurezza integra indica la sterilità interna del bicchiere per urina NFT

Materiale trasparente
Contenitore a trasparenza elevata in robusto polipropilene (PP) per una buona valutazione visiva

Innovativo
Unità di trasferimento senza ago con membrana NFT perforabile

NFT

Sistema di raccolta dell'urina

Il meglio dei diversi sistemi

Il sistema NFT con Monovette® urina, contenitore urina NFT e contenitore NFT per la raccolta delle urine delle 24 ore garantisce condizioni di lavoro igieniche durante l'intera procedura di prelievo del campione:

- Con Monovette® urina e il puntale di aspirazione in dotazione, è possibile eseguire la procedura di prelievo senza ago anche in presenza di livelli di riempimento molto ridotti. Non è necessaria un'unità di trasferimento separata come per i sistemi sottovuoto.
- Il suo utilizzo risulta intuitivo e rapido e non è necessario un training particolare.
- Grazie al principio di aspirazione, con Monovette® urina è possibile ripetere la procedura di prelievo in caso di necessità: non vi è alcun pericolo di perdita di funzionalità a causa di utilizzi errati.
- La funzione di prelievo priva di aghi riduce al minimo il rischio di lesioni per il personale e il paziente.
- Dopo il prelievo, non è necessario smaltire i prodotti del sistema NFT separatamente in contenitori ermetici: ciò consente di risparmiare tempo e denaro rispetto ai prodotti con aghi integrati.

Sofisticato

Contenitore NFT per la raccolta delle urine con un volume di 3.000 ml, impugnatura ergonomica, apertura dal diametro ampio e finestra trasparente con graduazione a tacche da 100 ml



Monovette® urina: lavoro igienico in pochi gesti

- Monovette® urina consente il prelievo igienico e senza ago dei campioni da contenitori per la raccolta delle urine o da sistemi di drenaggio delle urine.
- È possibile eseguire l'analisi delle urine con strisce reattive di uso comune direttamente nella Monovette® urina.
- Monovette® urina è idonea al trasporto e alla spedizione secondo la direttiva di imballaggio P650 di ADR e IATA. Può essere utilizzata per il prelievo del sedimento nella centrifuga e negli analizzatori.



Manipolazione del campione: bicchiere per urina NFT



Comoda raccolta delle urine nelle 24 ore: contenitore NFT per la raccolta delle urine



Anche con il contenitore NFT per la raccolta di volumi elevati di urina, il prelievo del campione resta un'operazione igienica grazie alla funzione di prelievo chiusa.



Per una gestione semplice dei prodotti NFT, guardare il tutorial: sarstedt.com/nft-tu-it

ORDINATE GRATUITAMENTE UN CAMPIONE DEL PRODOTTO



sarstedt.com/nft-sa-it



Con il sistema di prelievo delle urine NFT, SARSTEDT stabilisce nuovi standard

Solo una raccolta corretta e igienica dei campioni garantisce risultati analitici corretti. I prodotti del sistema NFT SARSTEDT stabiliscono nuovi standard per la preanalitica meticolosa e di routine, nella massima sicurezza per operatori e pazienti.




Non è necessario smaltire i prodotti NFT separatamente in contenitori ermetici.

Workflow preanalitico made by SARSTEDT

Approfittate della sinergia dei nostri sistemi.

Scoprite le soluzioni a 360° per la preanalitica di SARSTEDT



sarstedt.com/nft-wf-it



Bicchieri per urina NFT da 100 ml

| N. d'ordine | Volume | L x Ø | Versione | Purezza | Confezione (int./est.) |
|-------------|--------|------------|---|---------|------------------------|
| 75.562.900 | 100 ml | 72 x 62 mm | con etichetta di sicurezza e unità di trasferimento | sterile | 200 / 200 |

Contenitore NFT per la raccolta delle urine da 3,0 l

| N. d'ordine | Volume | L x P x H | Versione | Purezza | Confezione (int./est.) |
|-------------|---------|--------------------|---|---------|------------------------|
| 77.575.900 | 3000 ml | 125 x 130 x 246 mm | con unità di trasferimento ed etichetta per il paziente, apertura di diametro 80 mm | – | 30 / 30 |

Monovette® urina Z, senza additivo

| N. d'ordine | Volume | L x Ø | Versione (giallo) | Purezza | Confezione (int./est.) |
|-------------|--------|-------------|---|---------|------------------------|
| 10.250.001 | 3,2 ml | 75 x 13 mm | Etichetta di carta, con area di scrittura | – | 64 / 512 |
| 10.258 | 8,5 ml | 92 x 15 mm | Etichetta di plastica, trasparente | – | 64 / 512 |
| 10.258.001 | 8,5 ml | 92 x 15 mm | Etichetta di carta, con area di scrittura | – | 64 / 512 |
| 10.258.020 | 8,5 ml | 92 x 15 mm | Etichetta di plastica, trasparente, confezionata in blister singolo | sterile | 100 / 500 |
| 10.252 | 10 ml | 102 x 15 mm | Etichetta di plastica, trasparente | – | 64 / 512 |
| 10.252.001 | 10 ml | 102 x 15 mm | Etichetta di carta, con area di scrittura | – | 64 / 512 |
| 10.252.020 | 10 ml | 102 x 15 mm | Etichetta di plastica, trasparente, confezionata in blister singolo | sterile | 100 / 500 |
| 10.252.030 | 10 ml | 102 x 15 mm | Etichetta di plastica, trasparente, con protezione dalla luce | – | 64 / 512 |

Monovette® urina con acido bórico, con stabilizzatore per analisi microbiologiche

| N. d'ordine | Volume | L x Ø | Versione (verde) | Purezza | Confezione (int./est.) |
|-------------|--------|-------------|--|---------|------------------------|
| 10.256.001 | 3,2 ml | 75 x 13 mm | Etichetta di carta, con area di scrittura | – | 64 / 512 |
| 10.256.021 | 3,2 ml | 75 x 13 mm | Etichetta di carta, con area di scrittura, confezionata in blister singolo | sterile | 100 / 500 |
| 10.260.001* | 8,5 ml | 92 x 15 mm | Etichetta di carta, con area di scrittura | – | 64 / 512 |
| 10.260.021* | 8,5 ml | 92 x 15 mm | Etichetta di carta, con area di scrittura, confezionata in blister singolo | sterile | 100 / 500 |
| 10.253 | 10 ml | 102 x 15 mm | Etichetta di plastica, trasparente | – | 64 / 512 |
| 10.253.001 | 10 ml | 102 x 15 mm | Etichetta di carta, con area di scrittura | – | 64 / 512 |
| 10.253.020 | 10 ml | 102 x 15 mm | Etichetta di plastica, trasparente, confezionata in blister singolo | sterile | 100 / 500 |
| 10.253.021 | 10 ml | 102 x 15 mm | Etichetta di carta, con area di scrittura, confezionata in blister singolo | sterile | 100 / 500 |

Ulteriori materiali di consumo per la preanalitica urinaria sono disponibili su www.sarstedt.com

*Nuova introduzione prevista per il 2° trimestre del 2024

SARSTEDT S.r.l.

Via Leonardo Da Vinci, 97
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)

Tel.: +39 02 38292413

Fax: +39 02 38292380

info.it@sarstedt.com

www.sarstedt.com



Ulteriori informazioni,
video e ordine dei campioni:
sarstedt.com/nft-it

In caso di domande,
siamo a disposizione!

Visitate anche la nostra pagina Internet: www.sarstedt.com