

SARSTEDT KALIBRAČNÝ SERVIS

S viac ako 60-ročnými skúsenosťami vo výrobe pipetových špičiek vieme, aká dôležitá je kombinácia presne padnúcej pipetovej špičky a presného a spoľahlivého meracieho prístroja.

SARSTEDT Vám preto ponúka v spolupráci s našim partnerom HERMES LabSystems, s.r.o. gravimetrickú kalibráciu podľa ISO/IEC 17025 / ISO 8655 s limitmi odchýlok podľa ISO 8655.

Je to také jednoduché

Vyčistené a dekontaminované pipety zašlite spolu s týmto formulárom nášmu servisnému partnerovi HERMES LabSystems, s.r.o.

Hneď ako tam bude vaša pipeta prijatá, bude servis okamžite spustený. Doba spracovania je maximálne 10 pracovných dní v závislosti od objemu dodávky pipiet.

HERMES LabSystems, s.r.o.

Púchovská 12

831 06 Bratislava

Telefón: 02/4488 2954

02/4920 6938

e-mail: mail@hermeslab.sk



Kalibrácia

- Predbežná kontrola
- Vstupná kalibrácia s meraniami 10x3 (voliteľné)
- Funkčný test
- Čistenie a údržba
- V prípade potreby výmena tesniaceho krúžku
- Výmena menších chybných dielov (+3€) ako servis
- Gravimetrická kalibrácia podľa ISO 8655, limity odchýlok podľa ISO 8655, merania 10x3
- Príprava kalibračného certifikátu ISO/IEC 17025

Náklady

- Kalibrácia jednokanálovej piestovej pipety - max. 1 hodnota objemu: 35,00 €
- Kalibrácia jednokanálovej piestovej pipety - max. 3 hodnoty objemu: 37,00 €
- Kalibrácia 8-kanálovej piestovej pipety - max. 3 hodnoty objemu: 130,00 €
- Kalibrácia 12-kanálovej piestovej pipety - max. 3 hodnoty objemu: 180,00 €
- Kalibrácia každej ďalšej hodnoty objemu: 10,00 €
- Ceny nezahŕňajú 20% DPH a paušálne poštovné

Vaše údaje (vyplňte paličkovým písmom)

Priezvisko: _____
Krstné meno: _____
Inštitúcia/Spoločnosť: _____
Adresa: _____

E-mailová adresa: _____
Telefónne číslo: _____
Interné objednávacie číslo: _____
Dodacia adresa (ak je iná): _____

Podrobnosti o pipete

Por. č.	Výrobca	Model	Objem [µl]	Sériové číslo	Kanály	Vyžaduje sa vstupná kalibrácia

Osvedčenie o dekontaminácii

Týmto sa potvrdzuje, že pipety potenciálne kontaminované biologickým materiálom boli pred odoslaním do HERMES LabSystems s.r.o. dekontaminované zodpovedným pracovníkom podľa pokynov výrobcu.

Miesto, dátum: _____

Podpis: _____