


Piastre Deep Well di nuova generazione

Migliore qualità, design ottimizzato e diversi modelli



Prestazioni straordinarie per tutte le applicazioni standard

Le nuove piastre Deep Well di SARSTEDT offrono prestazioni straordinarie per tutte le applicazioni standard.

Sono ideali per le seguenti operazioni sui campioni:

- Preparazione
- Centrifugazione
- Trasporto
- Conservazione e miscelazione



Il design interamente ottimizzato offre una vasta gamma di caratteristiche:

- Massima capacità con riduzione dei materiali utilizzati
- Migliore miscelazione dei campioni e recupero ottimizzato
- Possibilità di impilare le piastre in modo sicuro, con conseguente netto miglioramento della capacità di stoccaggio
- Camere d'aria per scongelare i campioni in un bagnetto

I prodotti sono forniti pronti all'uso e sono certificati PCR Performance Tested (privi di DNA umano e batterico, DNasi, RNasi e inibitori della PCR).

Piastrre Deep Well e pettine idonei all'isolamento automatizzato dei campioni

La moderna tecnologia di laboratorio richiede requisiti elevati per i materiali di consumo, le piastrre Deep Well di nuova generazione sono adatte per l'isolamento automatizzato dei campioni con KingFisher™ e molti altri dispositivi.

Descrizione	Colore	Purezza	Mate-riale	Confezione	Codice articolo
Piastra Deep Well, fondo a V, 2,2 ml	Trasparente		PP	4 pezzi/busta e 24 pezzi/scatola	82.1972
Pettine	Trasparente		PP	2 pezzi/busta e 20 pezzi/scatola	82.1972.800

* Sistemi compatibili: KingFisher™ Flex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Apex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Duo Prime (Thermo Scientific™), KingFisher™ Presto (Thermo Scientific™), Bio Sprint 96 (Qiagen), Chemagic™ Prime™ (PerkinElmer)

Piastrre Deep Well

Descrizione	Colore	Purezza	Mate-riale	Confezione	Codice articolo
Piastra Deep Well, fondo sferico, 0,5 ml	Trasparente	Priva di DNA/ DNasi/RNasi,	PP	7 pezzi/busta e 56 pezzi/scatola	82.1969.002
Piastra Deep Well, fondo sferico, 1,2 ml	Trasparente	inibitori della PCR, endotossine e apirogena	PS	4 pezzi/busta e 32 pezzi/scatola	82.1970.002
Piastra Deep Well, fondo sferico, 1,2 ml	Trasparente		PP	4 pezzi/busta e 24 pezzi/scatola	82.1971.002

Pellicole sigillanti

Descrizione	Colore	Purezza	Perforabili	Confezione	Codice articolo
Pellicola adesiva in alluminio	Alluminio	Priva di DNasi/ RNasi	Sì	100 pezzi/busta	95.1995
Pellicola adesiva	Trasparente	Priva di DNA/ DNasi/RNasi, inibitori della PCR endotossine e apirogena	No	100 pezzi/busta	95.1992

Coperchio flessibile per piastrre Deep Well

Descrizione	Colore	Purezza	Confezione	Codice articolo
Coperchio flessibile per piastrre Deep Well da 0,5 ml e 1,2 ml	Trasparente	Privo di DNA, DNase/RNase,	10 pezzi/busta e 50 pezzi/scatola	95.1990.002
Coperchio flessibile per piastrre Deep Well da 2,2 ml	Trasparente	pirogeni e endotossine	10 pezzi/busta e 250 pezzi/scatola	95.1991.002

SARSTEDT S.r.l.
Via Leonardo Da Vinci, 97
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel: +39 02 38292413
Fax: +39 02 38292380
info.it@sarstedt.com
www.sarstedt.com