



Pour l'utilisation de consommables Sarstedt dans le cadre de méthodes d'analyse à haute sensibilité

Les consommables « Biosphere® plus » remplissent les critères de pureté suivants, certifiés par un laboratoire indépendant:

- ✓ Stérile
- ✓ Exempt d'ADN
- ✓ Exempt de DNase/RNase
- ✓ Exempt d'inhibiteurs de la PCR
- ✓ Exempt d'ATP
- ✓ Exempt de pyrogènes / endotoxines

Nous vous garantissons que les valeurs limites suivantes sont respectées:

Stérilité validée selon ISO 11135

ADN humain <5,0 fg/µl

ADN bactérien <0,2 fg/µl

DNase <5x10⁻⁷ U/µl

RNase <5x10⁻¹¹ unités Kunitz/µl

PCR en temps réel: < 0,5 cycles Ct valeur de transfert comparée au contrôle

ATP <1x10⁻¹² mmol/µl

Pyrogènes / Endotoxines <0,002 UE/ml