


Para el uso de material fungible Sarstedt en criopreservación

Los artículos "Cryo Performance Tested" cumplen los siguientes criterios de pureza certificados:

- ✓ Estériles
- ✓ Apirógenos / libres de endotoxinas
- ✓ No citotóxicos
- ✓ No mutagénicos
- ✓ CE 

Garantizamos que se cumplen los valores límite siguientes:

Esterilidad validada según ISO 11137

Pirógenos / Endotoxinas <0,06 UE/ml

No citotóxicos según ISO 10993

Ausencia de mutagenicidad según la prueba de Ames II