



## Para la aplicación de consumibles Sarstedt en la analítica de ácidos nucleicos

Los artículos "PCR Performance Tested" cumplen los siguientes criterios de pureza, certificados por un laboratorio independiente:

- ✓ Libre de DNA
- ✓ Libre de DNasa / RNasa
- ✓ Libre de inhibidores de la PCR

### Garantizamos que se cumplen los valores límite siguientes:

DNA humano <0,5 pg/μl

DNA bacteriano <0,02 pg/μl

DNasa <1x10<sup>-5</sup> U/μl

RNasa <1x10<sup>-9</sup> unidades Kunitz/μl

PCR Real Time: < 0,5 ciclos, valores variables Ct comparados con control