



## Pour l'utilisation de consommables Sarstedt dans l'analyse des acides nucléiques

Les consommables « PCR Performance Tested » remplissent les critères de pureté suivants, certifiés par un laboratoire indépendant:

- ✓ Exempt d'ADN
- ✓ Exempt de DNase/RNase
- ✓ Exempt d'inhibiteurs de la PCR

**Nous vous garantissons que les valeurs limites suivantes sont respectées:**

ADN humain <0,5 pg/μl

ADN bactérien <0,02 pg/μl

DNase <1x10<sup>-5</sup> U/μl

RNase <1x10<sup>-9</sup> unités Kunitz/μl

PCR en temps réel: < 0,5 cycles Ct valeur de transfert comparée au contrôle