



ザルスタット製品の核酸分析利用にあたって

PCR Performance Tested 製品は下記の品質基準を満たしています

- ✓ DNA-free
- ✓ DNase/RNase-free
- ✓ PCR inhibitor-free

品質基準値

Human DNA <0.5 pg/ μ l

Bacterial DNA <0.02 pg/ μ l

DNase < 1×10^{-5} U/ μ l

RNase < 1×10^{-9} Kunitz units/ μ l

Real Time PCR <0.5 cycles Ct value shifting compared to control

仕様は予告なく変更する場合があります。