



Использование расходных материалов Sarstedt при анализе нуклеиновых кислот

Изделия стандарта PCR Performance Tested отвечают следующим критериям чистоты, сертифицированным независимой лабораторией:

- ✓ отсутствие ДНК
- ✓ отсутствие ДНК-азы/РНК-азы
- ✓ отсутствие ингибиторов ПЦР

Мы гарантируем соблюдение следующих предельных значений:

ДНК человека < 0,5 пг/мкл

ДНК бактерий < 0,02 пг/мкл

ДНК-аза < 1×10^{-5} единиц/мкл

РНК-аза < 1×10^{-9} единиц Кунитца/мкл

ПЦР в реальном времени: сдвиг значения C_t меньше 0,5 циклов по сравнению с контролем