



Para o uso de consumíveis Sarstedt no campo da cultura celular e de tecidos

"TC Tested" – os produtos estão em conformidade com os seguintes critérios de pureza certificados:

- ✓ Estéril
- ✓ Isento de pirogênios/endotoxinas
- ✓ Não citotóxico
- ✓ Isento de DNA
- ✓ Isento de DNase/RNase

Garantimos o cumprimento dos seguintes valores-limite:

Esterilidade validada em conformidade com a norma ISO 11137

Pirogênios/endotoxinas <0,06 EU/ml

Não citotóxico em conformidade com a norma ISO 10993

DNA humano <0,5 pg/μl

DNA bacteriano <0,02 pg/μl

DNase <7,1x10⁻⁵ U/μl

RNase <7,1x10⁻⁹ U/μl