



Использование расходных материалов Sarstedt в области культивирования клеточных культур

Изделия TC Tested отвечают следующим сертифицированным критериям чистоты:

- ✓ стерильность
- ✓ отсутствие пирогенов/эндотоксинов
- ✓ отсутствие цитотоксичности
- ✓ отсутствие ДНК
- ✓ отсутствие ДНК-азы/РНК-азы

Мы гарантируем соблюдение следующих предельных значений:

Стерильность валидирована согласно ISO 11137

Пирогены / эндотоксины < 0,06 ЭЕ/мл

Отсутствие цитотоксичности согласно ISO 10993

ДНК человека < 0,5 пг/мкл

ДНК бактерий < 0,02 пг/мкл

ДНК-аза < $7,1 \times 10^{-5}$ единиц/мкл

РНК-аза < $7,1 \times 10^{-9}$ единиц/мкл