



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	77.3884.025
Artikelbeschreibung	Entsorgungsbehälter, Multi-Safe twin plus, 2.500 ml, gelb, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: gelb/rot, Material: PP, Anwendung z.B.: Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen, Öffnung: oval, Höhe: 197 mm, Deckel (LxB): 179 x 176 mm, Verschluss: rot, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 70 Stück/Karton

## Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	gelb/rot
Anwendungsbeispiel	Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen
Form der Öffnung	oval
Abzieh - Abdrehhilfe	Abzieh- und Abdrehhilfe

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Volumen max	2500 ml
Durchmesser des Bodens	112 mm
Höhe des Produktes	197 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	gelb
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	rot
Farbe des Tagesdeckels	rot

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	70
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	70
Stück pro Palette	840
Tiefe des Umkartons	800 mm
Breite des Umkartons	400 mm
Höhe des Umkartons	380 mm
Volumen des Umkartons	0,1216 cbm
Gewicht des Produktes	0,222 kg
Gewicht des Umkartons	17,15 kg
EAN des Innenkartons	4038917903288
EAN des Umkartons	4038917903295

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

