



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	14.1112
Artikelbeschreibung	Membran-Adapter, Anschluss: Luer, für S-Monovette® -Kanüle/Multifly® -Kanüle, 1 Stück/Blister, 100 Stück/Karton, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei
PZN-Nummer	6796187

Produkteigenschaften

Anwendungsbeispiel	Adaption einer S-Monovette® -Kanüle oder (Safety-)Multifly® -Kanüle auf ein Luer-System, z.B. Blutgas-Monovette®
Passend für Anschluss	S-Monovette® -Kanüle/Multifly® -Kanüle Luer

Maße

Länge des Produktes	16 mm
---------------------	-------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für
dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor,
Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige
Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Produktes	transluzent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	80000
Tiefe des Innenkartons	268 mm
Breite des Innenkartons	81 mm
Höhe des Innenkartons	71 mm
Tiefe des Umkartons	373 mm
Breite des Umkartons	178 mm
Höhe des Umkartons	287 mm
Volumen des Umkartons	0,0191 cbm
Gewicht des Produktes	0,0005 kg
Gewicht des Umkartons	1,49 kg
EAN des Innenkartons	4038917085359
EAN des Umkartons	4038917004053

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

