



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	10.9923.815
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 10 ml, (LxØ): 95 x 16 mm, Material: LD-PE, konischer Keil, transluzent, Schraubverschluss, natur, Verschluss montiert, mit Papieretikett, Etikett/Druck: gelb, steril, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	gelb
Graduierung	nein
Verschluss	Standard-Schraubverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbeispiel	Nach der Entnahme kann das Röhrchen mit der angebrachten Druckkappe verschlossen werden.
Bodenform	konischer Keil
Arbeitsvolumen	10 ml

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Durchmesser	16 mm
Länge des Produktes	95 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes	transluzent
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	natur
Material der Röhre	Low Density Polyethylen (LD-PE)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	versiegelt bei 18"hg/10 min
Latexfrei	ja
Reinheitsstandard	steril
Pyrogenfreiheit	nein
Sicherheitsdatenblatt	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	16000
Tiefe des Umkartons	548 mm
Breite des Umkartons	373 mm
Höhe des Umkartons	408 mm
Volumen des Umkartons	0,0834 cbm
Gewicht des Umkartons	5 kg
EAN des Innenkartons	4038917154543
EAN des Umkartons	4038917036405

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

