




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.994.002
Artikelbeschreibung	PCR-8er-Kette, High Profile, PCR Performance Tested, transparent, Material: PP, runder Verschluss, Verschluss anhängend, 120 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschluss	runder Verschluss
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	konisch
High- oder Low- Profile	High Profile
Anzahl der Wells	8

Maße

Nennvolumen	0,2 ml
-------------	--------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	PCR Performance Tested
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	240
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	240
Stück pro Umkarton	1200
Stück pro Palette	1200
Volumen des Umkartons	0,0299 cbm
Gewicht des Produktes	0,0031 kg
Gewicht des Umkartons	4,3 kg
EAN des Innenkartons	4038917124324
EAN des Umkartons	4038917080736

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

